

NOME COMERCIAL

Fixador de Cânula para
Traqueostomia – Medfix®
Traqueo

Nº DE PROCESSO NA ANVISA

80327110001

CATEGORIA

Fixador para Cânula

VALIDADE

2 anos

APRESENTAÇÃO

Produto pronto uso. Embalado individualmente em embalagem de polietileno e então embalados em caixas de papelão contendo 25 unidades.

FOTOS DO PRODUTO



INSTRUÇÃO DE USO

1. Higienizar a pele no local em que será aplicado o fixador.
2. Abrir a embalagem e retirar o Fixador de cânula de traqueostomia – MedFix® Traqueo.
3. Abrir os cadarços de velcro e prender uma das aletas da cânula de traqueostomia.
4. Segurando a cânula, contornar o pescoço do paciente prendendo a outra aleta.
5. Trocar a cada 24h ou quando apresentar contaminação por secreção.
6. Descartar o produto após o uso.

COMPOSIÇÃO

- Não estéreis a base em malha de acrílico sintético, hipoalergênica, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, bacteriostática.
- Fitas de velcro de polipropileno, ou em base em plástico laminado de polipropileno e polietileno, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, bacteriostática.
- Não contém BPA, PVC e látex.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Código	Descrição
104-210	Medfix® Traqueo P
104-110	Medfix® Traqueo M
104-010	Medfix® Traqueo G
104-310	Medfix® Traqueo GG

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco, seco e protegido da luz solar.

ADVERTÊNCIAS

- Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente.
- Não utilizar se a embalagem tiver sido aberta ou estiver danificada.
- É proibido usar o produto após o prazo de validade.
- O produto deve ser manuseado apenas por profissionais treinados.
- O descarte deve ser realizado de acordo com os protocolos e procedimentos estabelecidos pela instituição.
- Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário.
- Verificar se o produto ficou bem fixado de modo a não causar lesões à pele.

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

FABRICANTE RESPONSÁVEL

Cirúrgica Copacabana 2000 Ltda. Reg. MS/ANVISA: 8032711

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ CEP: 20960-110

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF