

		FICHA TECNICA DE PRODUTO SEROPLAST						DT -029	REV.01		
IMAGEM DO PRODUTO - Meramente Ilustrativo											
											
DESCRITIVO TÉCNICO					Not. ANVISA			NCM			
DRENO DE SUÇÃO SEROVAC					81479110029			9018.39.29			
COMPOSIÇÃO											
Reservatório sanfonado em PE (polietileno), com capacidade de até 600ml, isento de látex - atóxico, tampa oclusora, extensão flexível, Clamp corta Fluxo, conector 2 vias/ Bilumen, alça para transporte e fixação. Dreno multiperfurado em PVC Cristal, isento de látex- atóxico radiopaco, agulha introdutora em aço, medidas 3.2, 4.8 e 6.4mm.											
INDICAÇÃO											
Drenagem por sucção continua no pós operatório.											
APRESENTAÇÃO											
Embalagem primária; Papel grau cirurgico - Processo realizado em óxido Etileno.Embalagem unitaria com abertura em petalas											
MODO DE USO											
Verifique se o produto escolhido é compatível com o procedimento cirúrgico e com o paciente; Faça as perfurações com a agulha dreno radiopaco, no local desejado; Após o posicionamento do dreno, certifique se todos os furos estejam intracorpóreos, retire a agulha, e o excesso do dreno, com um corte proximal; Utilizando o soro, encaixe o dreno radiopaco ao terminal Y (conector bilume), firando levemente para ambos os lados (introduza no mínimo 10mm), assegurando que a conexão esteja firme (se necessário faça uso de fita indicada para o centro cirúrgico). Pince o clamp imediatamente na extensão via paciente; encaixe o plug da extensão, firmemente na via paciente do reservatório sanfonada, em seguida, rosqueie a tampa até o completo fechamento; que há vazamentos no sistema das roscas e encaixe do creno com o conector bilume, se necessário usar fita adesiva indicada para o centro cirúrgica e/ou troque ou troque o reservatório sanfonado e extensão paciente.											
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS											
Em caso de vazamento, interromper o procedimento imediatamente; Não utilizar se a embalagem estiver danificada; Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido; Os produtos SEROVAC foram concebidos para uso único e exclusivo a somente um paciente; Não reutilizar; Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade. A Seroplast não se responsabiliza por danos causados por utilização indevida. Deve ser manuseado por profissional qualificado e capacitado Em caso de dúvidas, sugestões e/ou elogios entrar em contato em um dos meios citados ao final do documento.											
FABRICANTE											
SeroPlast Indústria e Comércio Hospitalar LTDA			CNPJ:	23.596.733/0001-36		IE	87.219.267	Insc. Municipal	1.005.972	Aut. Funcion.	8.14.791-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO											
Nome:	Alexandre Wagner Barata				CRF			16150			

[illegible]

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Resultado da Consulta							
	Nome do Dispositivo Médico	Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Nome e CNPJ da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico ?	Data de Cancelamento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico
☐	DRENO DE SUÇÃO - SEROVAC	81479110029	25351.603609/2020-38	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 23.596.733/0001-36	Válido		VIGENTE
Monitorar					Voltar		

SEROVAC

Dreno sucção

Indicado para drenagem de sucção em procedimentos cirúrgicos e pós cirúrgicos. É um sistema fechado que utiliza uma leve sucção (vácuo) para drenar a secreção e reservá-la temporariamente em compartimento.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Clamp para interrupção do fluxo e regulação do vácuo;
- Reservatório em 500ml;
- Agulha nos tamanhos 3.2mm, 4.8mm e 6.4mm;
- Tubo flexível de 1.200mm a 3.000mm;
- Embalagem em papel grau cirúrgico;
- Esterilizado em óxido de etileno;
- Conector em 2 vias;
- Agulha em aço inox 304;
- Alça em PVC;
- Uso descartável.

