


Catálogo de Produtos





Produtos de padrão internacional.

*Confecção e acabamentos
artesanais de produtos.*



*Qualidade garantida.
(Teste de encastamento)*




Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. de Mat. Cír. Ltda, estabelecida há mais de onze anos em São Paulo, Capital, uma empresa genuinamente nacional e devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, detentora da certificação de Boas Práticas de Fabricação, vem produzindo suturas cirúrgicas em ambiente apropriado, seguindo rigorosamente os padrões estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira.

*Com vasta formação técnica, fabril e gerencial em indústrias nacionais e multinacionais, fabricante de fios para sutura, a diretoria da Microsuture, adquiriu know-how e desenvolveu, em **parceria com a Alemanha**, colaboradores capacitados a produzirem fios de sutura com total eficiência e qualidade, utilizando **agulhas compostas por aço 300**.*

Nossa equipe técnica, composta por profissionais altamente capacitados, possui profundo conhecimento em fios de sutura, proporcionando suporte técnico, segurança e confiabilidade à nossos clientes.

“Para projetar o futuro, é preciso construir o presente com excelentes referências do passado.”



Apresentamos a seguir, nosso catálogo ilustrado, didático e repleto de informações pormenorizadas de toda nossa linha de produtos, destacando as linhas de oftalmologia, microcirurgia, plástica, odontológica, absorvíveis sintéticos e outros.

**** OBS :** Por se tratar de família, nossos registros nos permitem fabricar produtos com diversos comprimentos de agulhas e fios, desta forma podemos atender as diferentes necessidades dos nossos clientes*



MicroAço®



Fio em aço inoxidável para cirurgia ortopédica

O MicroAço é constituído por um único filamento de aço inoxidável, podendo ser multifilamentar, no caso do fio de Marca Passo.

Trata-se de um fio inabisorvível, de superfície lisa, isento de capilaridade, flexível e de boa resistência tênsil.

Indicações

- ° CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - INCLUINDO CERCLAGEM E REPARO DE TENDÕES
- ° CIRURGIAS CARDIOVASCULARES

Apresentação

- ° Diâmetros: 6 até 2-0, com ou sem agulha.
- ° Coloração: Prata.
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Principais Características

- ° Extremamente inerte por não ser biodegradável
- ° Alta resistência à tração
- ° Material totalmente estéril

Benefícios

- ° Mínima reação tissular
- ° Total segurança na aproximação dos tecidos
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroAço
Aço inoxidável
Registro Anvisa: 80336880001

Sem Agulha

Código	Material	Fio		Agulha			Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura			
3Aç O0SA-60	Aço Inoxidável	0	3 X 60	-	-	-	-	12
3AÇO1SA-60	Aço Inoxidável	1	3 X 60	-	-	-	-	12
3AÇO20SA-60	Aço Inoxidável	2/0	3 X 60	-	-	-	-	12
3AÇO2SA-60	Aço Inoxidável	2	3 X 60	-	-	-	-	12

Cardiovascular

Código	Material	Fio		Agulha			Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura			
2Aç OL5MTR48-70	Aço Inoxidável Laçado	5	2X 45	4,80	1/2		Triangular	12
4AÇO0MC25-45	Aço Inoxidável	0	4 x 45	2,50	1/2		Cilíndrica	12
4AÇO0MT25-45	Aço Inoxidável	0	4X 45	2,50	1/2		Triangular	12
4AÇO0MTR35-45	Aço Inoxidável	0	4X 45	3,50	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO0MTR40-45	Aço Inoxidável	0	4X 45	4,00	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO1MC26-45	Aço Inoxidável	1	4 x 45	2,60	1/2		Cilíndrica	12
4AÇO1MCR35-45	Aço Inoxidável	1	4 x 45	3,50	1/2		Cilind. Robusta	12
4AÇO1MCR40-45	Aço Inoxidável	1	4X 45	4,00	1/2		Cilind. Robusta	12
4AÇO1MT25-45	Aço Inoxidável	1	4X 45	2,50	1/2		Triangular	12
4AÇO1MTR35-45	Aço Inoxidável	1	4X 45	3,50	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO1MTR40-45	Aço Inoxidável	1	4X 45	4,00	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO20CTR45-45	Aço Inoxidável	2/0	4X 45	4,50	3/8		Triang. Robusta	12
4AÇO20CTR30-45	Aço Inoxidável	2/0	4X 45	3,00	3/8		Triang. Robusta	12
4AÇO2CC30-45	Aço Inoxidável	2	4X 45	3,00	3/8		Cilíndrica	12
4AÇO2CTR30-45	Aço Inoxidável	2	4X 45	3,00	3/8		Triang. Robusta	12
4AÇO4MTR40-45	Aço Inoxidável	4	4 x 45	4,00	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO4MTR48-45	Aço Inoxidável	4	4 X 45	4,80	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO5MTR48-45	Aço Inoxidável	5	4 x 45	4,80	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO5MTR60-45	Aço Inoxidável	5	4 X 45	6,00	1/2		Triang. Robusta	12
4AÇO6MTR48-45	Aço Inoxidável	6	4 X 45	4,80	1/2		Triang. Robusta	12
8AÇO4MTR48-45	Aço Inoxidável	4	8 x 45	4,80	1/2		Triang. Robusta	12
8AÇO5MTR48-45	Aço Inoxidável	5	8 x 45	4,80	1/2		Triang. Robusta	12

Marca Passo

Código	Material	Fio		Agulha			Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura			
MP30MC15RTR65-60	Aço Inoxidável encapado	3/0	60	1,50	1/2	Cilíndrica	10	
				6,50	Reta	Triang. Robusta		
MP20MC25RTR60-60	Aço Inoxidável encapado	2/0	60	2,50	1/2	Cilíndrica	10	
				6,00	Reta	Triang. Robusta		
MP20MC25RTR65-60	Aço Inoxidável encapado	2/0	60	2,50	1/2	Cilíndrica	10	
				6,50	Reta	Triang. Robusta		

*





MicroSeda®



Fio resistente e de perfeita compatibilidade tecidual

A MicroSeda é constituída por fios torcidos para cada calibre e trançados em volta de um núcleo, a uma velocidade e tensão controladas e monitoradas de forma a obter um tecido compacto, uniforme e de alta resistência.

A característica final obtida é de um fio inabisorvível, biodegradável e isento de capilaridade, com coloração preta, branca ou azul com silicone.

Possui excelente resistência tênsil, bom coeficiente de fricção e perfeita compatibilidade tecidual.

Indicações

- ° APARELHO DIGESTIVO
- ° CIRURGIAS OFTÁLMICAS
- ° CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS
- ° LAPAROSCOPIA
- ° CIRURGIAS CARDIOVASCULARES
- ° CIRURGIAS NEUROLÓGICAS

Apresentação

- ° Diâmetros: 1 até 8-0, com ou sem agulha;
- ° Coloração: Preta, azul ou branca;
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Principais Características

- ° Processo de purificação, trançamento e torcimento perfeitos
- ° Isento de capilaridade
- ° Coloração preta ou azul de fácil visualização pelos tecidos
- ° Material totalmente estéril

Benefícios

- ° Mínima reação tissular e excelente manuseio
- ° Não transporta fluídos ao longo da incisão, evitando processos inflamatórios
- ° Permite suave corrida e fixação do nó
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroSeda

Seda - Multifilamentar Trançada - Preta
Registro Anvisa: 80336880002

Sem Agulha

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
10SP0SA-75	Seda preta	0	10 x 75	-	-	-	24
10SP1SA-75	Seda preta	1	10 x 75	-	-	-	24
10SP20SA-75	Seda preta	2/0	10 x 75	-	-	-	24
10SP30SA-75	Seda preta	3/0	10 x 75	-	-	-	24
15SP0SA-45	Seda preta	0	15 x 45	-	-	-	24
15SP1SA-45	Seda preta	1	15 x 45	-	-	-	24
15SP20SA-45	Seda preta	2/0	15 x 45	-	-	-	24
15SP30SA-45	Seda preta	3/0	15 x 45	-	-	-	24
15SP40SA-45	Seda preta	4/0	15 x 45	-	-	-	24

Gastrintestinal

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
SP0CC30-70	Seda preta	0	70	3,00	3/8	Cilíndrica	24
SP20CC30-70	Seda preta	2/0	70	3,00	3/8	Cilíndrica	24
SP20CC30-75	Seda preta	2/0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24
SP30CC30-75	Seda preta	3/0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24
SP40CC15-75	Seda preta	4/0	75	1,50	3/8	Cilíndrica	24
SP40CC20-75	Seda preta	4/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
SP50CC15-45	Seda preta	5/0	45	1,50	3/8	Cilíndrica	24
SP60CC15-45	Seda preta	6/0	45	1,50	3/8	Cilíndrica	24

Cuticular

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
SP30CT20-75	Seda preta	3/0	75	2,00	3/8	Triangular	24
SP30CT30-75	Seda preta	3/0	75	3,00	3/8	Triangular	24

Plástica

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
SP40MT15-45	Seda preta	4/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
SP50MT15-45	Seda preta	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
SP50MT16-45	Seda preta	5/0	45	1,60	1/2	Triangular	24
SP60CT13-45	Seda preta	6/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
SP60MT15-45	Seda preta	6/0	45	1,50	1/2	Triangular	24

*

Dental

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
SP30MT15-45	Seda preta	3/0	45	1,70	1/2	Triangular	24
SP30MT20-45	Seda preta	3/0	45	2,00	1/2	Triangular	24
SP40CT20-75	Seda preta	4/0	75	2,00	3/8	Triangular	24
SP40MT15-45	Seda preta	4/0	45	1,70	1/2	Triangular	24

Oftalmologia

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
SP40CC10-45	Seda preta	4/0	45	1,00	3/8	Cilíndrica	12
SP40CT13-45	Seda preta	4/0	45	1,30	3/8	Triangular	12
SP60:CE6,5-45	Seda preta	6/0	45	2 x 0,65	3/8	Espatulada	12
SP70:CE6,5-45	Seda preta	7/0	45	2 x 0,65	3/8	Espatulada	12
SP80:CE6,5-45	Seda preta	8/0	45	2 x 0,65	3/8	Espatulada	12
SP80:ME6,5-45	Seda preta	8/0	45	2 x 0,65	1/2	Espatulada	12
SP80:ME7,1-45	Seda preta	8/0	45	2 x 0,71	1/2	Espatulada	12
SP80:VE6,5-45	Seda preta	8/0	45	2 x 0,65	1/4	Espatulada	12

Vascular

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
SP20CC20-75	Seda preta	2/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
SP30CC20-75	Seda preta	3/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
SP40CC20-75	Seda preta	4/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
SP50CC20-75	Seda preta	5/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24

*



MicroNylon®



Fio com baixa fricção e isento de capilaridade

O MicroNylon é constituído de um monofilamento de nylon que pertence ao grupo de super poliamidas lineares, obtidos através de dois compostos orgânicos de seis átomos de carbono.

O fio se apresenta nas colorações preta ou incolor. É inabsorvível, isento de capilaridade, possuindo elevada elasticidade, superfície lisa e uniforme, boa flexibilidade e baixo coeficiente de fricção.

Indicações

APROXIMAÇÃO E OU FIXAÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, INCLUINDO USO EM PROCEDIMENTOS VASCULARES, OFTÁLMICOS E NEUROCIRÚRGICOS.

Apresentação

- ° Diâmetros: de 1 até 11-0, com ou sem agulha;
- ° Coloração: Preta ou incolor;
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Principais Características

- ° Superfície lisa e isenta de capilaridade
- ° Mono filamento sintético de diâmetro uniforme
- ° Disponível nas cores preta ou incolor
- ° Material totalmente estéril

Benefícios

- ° Suave passagem pelos tecidos e excelente corrida do nó, não favorece a proliferação de bactérias
- ° Menor reação tissular e resistência padrão ao longo do fio
- ° fácil visualização no campo cirúrgico (preto)
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR



MicroNylon®

MicroNylon

Nylon - Monofilamentar - Preto ou Incolor
Registro Anvisa: 80336880003

Sem Agulha

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM			
NP1SA-150	Nylon preto	1	150	-	-	-	24
NP0SA-150	Nylon preto	0	150	-	-	-	24
NP20SA-150	Nylon preto	2/0	150	-	-	-	24
NP30SA-150	Nylon preto	3/0	150	-	-	-	24
NP40SA-150	Nylon preto	4/0	150	-	-	-	24

Cuticular

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM			
3NP20CT30-45	Nylon preto	2/0	3 x 45	3,00	3/8	Triangular	24
3NP20CT40-45	Nylon preto	2/0	3 x 45	4,00	3/8	Triangular	24
3NP30CT25-45	Nylon preto	3/0	3 x 45	2,50	3/8	Triangular	24
3NP30CT30-45	Nylon preto	3/0	3 x 45	3,00	3/8	Triangular	24
3NP30RTR60-75	Nylon preto	3/0	3 x 75	6,00	Reta	Triâng. Robusta	24
3NP40CT25-45	Nylon preto	4/0	3 x 45	2,50	3/8	Triangular	24
3NP40RTR60-75	Nylon preto	4/0	3 x 75	6,00	Reta	Triâng. Robusta	24
NP0CT20-45	Nylon preto	0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP20CT20-45	Nylon preto	2/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP20CT25-45	Nylon preto	2/0	45	2,50	3/8	Triangular	24
NP20CT30-45	Nylon preto	2/0	45	3,00	3/8	Triangular	24
NP20CT40-45	Nylon preto	2/0	45	4,00	3/8	Triangular	24
NP20MT20-45	Nylon preto	2/0	45	2,00	1/2	Triangular	24
NP20MT25-75	Nylon preto	2/0	75	2,50	1/2	Triangular	24
NP20MT30-45	Nylon preto	2/0	45	3,00	1/2	Triangular	24
NP30CT20-45	Nylon preto	3/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP30CT25-45	Nylon preto	3/0	45	2,50	3/8	Triangular	24
NP30CT30-45	Nylon preto	3/0	45	3,00	3/8	Triangular	24
NP30CT40-45	Nylon preto	3/0	45	4,00	3/8	Triangular	24
NP30MT15-45	Nylon preto	3/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NP30MT20-45	Nylon preto	3/0	45	2,00	1/2	Triangular	24
NP30MT20-90	Nylon preto	3/0	90	2,00	1/2	Triangular	24
NP30MT25-45	Nylon preto	3/0	45	2,50	1/2	Triangular	24
NP30MT30-75	Nylon preto	3/0	75	3,00	1/2	Triangular	24
NP30RTR60-75	Nylon preto	3/0	75	6,00	Reta	Triâng. Robusta	24
NP40CT20-45	Nylon preto	4/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP40CT25-45	Nylon preto	4/0	45	2,50	3/8	Triangular	24
NP40CT30-45	Nylon preto	4/0	45	3,00	3/8	Triangular	24
NP40CT40-45	Nylon preto	4/0	45	4,00	3/8	Triangular	24
NP40MT20-45	Nylon preto	4/0	45	2,00	1/2	Triangular	24
NP40MT25-45	Nylon preto	4/0	45	2,50	1/2	Triangular	24
NP50CT20-45	Nylon preto	5/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP50CT30-45	Nylon preto	5/0	45	3,00	3/8	Triangular	24
NP50MT25-45	Nylon preto	5/0	45	2,50	1/2	Triangular	24
NP60CT20-45	Nylon preto	6/0	45	2,00	3/8	Triangular	24

*

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroNylon®

Vascular

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp CM	Curvatura		
NP0MC25-75	Nylon preto	0	75		2,50	1/2	Cilindrica	24
NP0MC30-75	Nylon preto	0	75		3,00	1/2	Cilindrica	24
NP0MCR40-75	Nylon preto	0	75		4,00	1/2	Cilindrica Rob.	24
NP20CC20-75	Nylon preto	2/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
NP30CC20-75	Nylon preto	3/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
NP30CC30-75	Nylon preto	3/0	75		3,00	3/8	Cilindrica	24
NP30MC35-75	Nylon preto	3/0	75		3,50	1/2	Cilindrica	24
NP40CC20-75	Nylon preto	4/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
NP40MC20-75	Nylon preto	4/0	75		2,00	1/2	Cilindrica	24
NP40MC25-75	Nylon preto	4/0	75		2,50	1/2	Cilindrica	24
NP50CC10-75	Nylon preto	5/0	75		1,00	3/8	Cilindrica	24
NP50CC20-75	Nylon preto	5/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
NP50MC15-75	Nylon preto	5/0	75		1,50	1/2	Cilindrica	24
NP60CC11-75	Nylon preto	6/0	75		1,10	3/8	Cilindrica	24
NP60MC15-75	Nylon preto	6/0	75		1,50	1/2	Cilindrica	24

Neurocirurgia

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp CM	Curvatura		
NP20MC25-45	Nylon preto	2/0	45		2,50	1/2	Cilindrica	24
NP50MC10-45	Nylon preto	5/0	45		1,00	1/2	Cilindrica	24

Fechamento Geral Ob. / Gin.

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp CM	Curvatura		
NP0LMCR40-120	Nylon laçado preto	0	120		4,00	1/2	Cilí. Robusta	24
NP0MCR40-75	Nylon preto	0	75		4,00	1/2	Cilí. Robusta	24
NP1MCR65-150	Nylon preto	1	150		6,50	1/2	Cilí. Robusta	24
NP20LMCR40-150	Nylon laçado preto	2/0	150		4,00	1/2	Cilí. Robusta	24
NP20MCR40-75	Nylon preto	2/0	75		4,00	1/2	Cilí. Robusta	24

Plástica

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp CM	Curvatura		
NI30CT20-45	Nylon Incolor	3/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI30CT20-45	Nylon Incolor	3/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI40CT15-45	Nylon Incolor	4/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NI40CT20-45	Nylon Incolor	4/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI40CT20-45	Nylon Incolor	4/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI40MT15-45	Nylon Incolor	4/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NI50CT20-45	Nylon Incolor	5/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI50CT20-45	Nylon Incolor	5/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NI50MT15-45	Nylon Incolor	5/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NI50MT15-45	Nylon Incolor	5/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NP30CT25-45	Nylon preto	3/0	45		2,50	3/8	Triangular	24
NP30MT15-45	Nylon preto	3/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NP40CT20-45	Nylon preto	4/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NP40CT20-45	Nylon preto	4/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NP40MT15-45	Nylon preto	4/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NP50CT13-45	Nylon preto	5/0	45		1,30	3/8	Triangular	24
NP50CT13-45	Nylon preto	5/0	45		1,30	3/8	Triangular	24
NP50CT16,5-45	Nylon preto	5/0	45		1,65	3/8	Triangular	24
NP50CT20-45	Nylon preto	5/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NP50MT15-45	Nylon preto	5/0	45		1,50	1/2	Triangular	24
NP60CT13-45	Nylon preto	6/0	45		1,30	3/8	Triangular	24
NP60CT16,5-45	Nylon preto	6/0	45		1,65	3/8	Triangular	24
NP60CT20-45	Nylon preto	6/0	45		2,00	3/8	Triangular	24
NP60MT15-45	Nylon preto	6/0	45		1,50	1/2	Triangular	24

MicroNylon®

Vascular

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
NP0MC25-75	Nylon preto	0	75	2,50	1/2	Cilíndrica	24
NP0MC30-75	Nylon preto	0	75	3,00	1/2	Cilíndrica	24
NP0MCR40-75	Nylon preto	0	75	4,00	1/2	Cilíndrica Rob.	24
NP20CC20-75	Nylon preto	2/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
NP30CC20-75	Nylon preto	3/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
NP30CC30-75	Nylon preto	3/0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24
NP30MC35-75	Nylon preto	3/0	75	3,50	1/2	Cilíndrica	24
NP40CC20-75	Nylon preto	4/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
NP40MC20-75	Nylon preto	4/0	75	2,00	1/2	Cilíndrica	24
NP40MC25-75	Nylon preto	4/0	75	2,50	1/2	Cilíndrica	24
NP50CC10-75	Nylon preto	5/0	75	1,00	3/8	Cilíndrica	24
NP50CC20-75	Nylon preto	5/0	75	2,00	3/8	Cilíndrica	24
NP50MC15-75	Nylon preto	5/0	75	1,50	1/2	Cilíndrica	24
NP60CC11-75	Nylon preto	6/0	75	1,10	3/8	Cilíndrica	24
NP60MC15-75	Nylon preto	6/0	75	1,50	1/2	Cilíndrica	24

Neurocirurgia

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
NP20MC25-45	Nylon preto	2/0	45	2,50	1/2	Cilíndrica	24
NP50MC10-45	Nylon preto	5/0	45	1,00	1/2	Cilíndrica	24

Fechamento Geral Ob. / Gin.

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
NP0LMCR40-120	Nylon laçado preto	0	120	4,00	1/2	Cili. Robusta	24
NP0MCR40-75	Nylon preto	0	75	4,00	1/2	Cili. Robusta	24
NP1MCR65-150	Nylon preto	1	150	6,50	1/2	Cili. Robusta	24
NP20LMCR40-150	Nylon laçado preto	2/0	150	4,00	1/2	Cili. Robusta	24
NP20MCR40-75	Nylon preto	2/0	75	4,00	1/2	Cili. Robusta	24

Plástica

Código	Material	Fio			Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM			
NI30CT20-45	Nylon Incolor	3/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI30CT20-45	Nylon Incolor	3/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI40CT15-45	Nylon Incolor	4/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NI40CT20-45	Nylon Incolor	4/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI40CT20-45	Nylon Incolor	4/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI40MT15-45	Nylon Incolor	4/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NI50CT20-45	Nylon Incolor	5/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI50CT20-45	Nylon Incolor	5/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NI50MT15-45	Nylon Incolor	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NI50MT15-45	Nylon Incolor	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NP30CT25-45	Nylon preto	3/0	45	2,50	3/8	Triangular	24
NP30MT15-45	Nylon preto	3/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NP40CT20-45	Nylon preto	4/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP40CT20-45	Nylon preto	4/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP40MT15-45	Nylon preto	4/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NP50CT13-45	Nylon preto	5/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
NP50CT13-45	Nylon preto	5/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
NP50CT16,5-45	Nylon preto	5/0	45	1,65	3/8	Triangular	24
NP50CT20-45	Nylon preto	5/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP50MT15-45	Nylon preto	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	24
NP60CT13-45	Nylon preto	6/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
NP60CT16,5-45	Nylon preto	6/0	45	1,65	3/8	Triangular	24
NP60CT20-45	Nylon preto	6/0	45	2,00	3/8	Triangular	24
NP60MT15-45	Nylon preto	6/0	45	1,50	1/2	Triangular	24

*



MicroPoly®



Fio flexível e maleável, permite ótima fixação dos nós

Não biodegradável, inabisorvível, sintético e mono filamentar, o MicroPoly é obtido do polipropileno cirúrgico, pelo processo de extrusão.

Permanece estável infinitamente, possui lubricidade natural pela sua característica de mono filamentar, superfície lisa, proporcionando suave passagem pelos tecidos, isento de capilaridade.

Por ser flexível, maleável, de baixa memória, o polipropileno tem ótima fixação do nó, cedendo o seu formato quando os nós são ajustados.

Indicações

- ° CIRURGIA CARDIOVASCULAR
- ° VASCULAR
- ° GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
- ° CIRURGIA GERAL
- ° OFTÁLMICA

Apresentação

- ° Diâmetros: 0 até 10-0, agulhados.
- ° Coloração: azul.
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Principais Características

- ° Superfície lisa e isenta de capilaridade
- ° Fio flexível e maleável, de boa elasticidade e deformação quando tencionado
- ° Disponível na cor azul
- ° Material totalmente estéril

Benefícios

- ° Não transporta fluídos ao longo da incisão
- ° Extrema facilidade de manuseio e ótima fixação e acomodação do nó
- ° Fácil visualização no campo cirúrgico (azul)
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR



MicroPoly®

MICROPOLY

Polipropileno - Monofilamentar Azul

Registro Anvisa: 80336880004

Gastrintestinal

Código	Material	USP	Fio		Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM				
PP20CC30-75	Polipropileno azul	2/0	75		3,00	3/8	Cilindrica	24
PP30CC20-75	Polipropileno azul	3/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
PP30CC30-75	Polipropileno azul	3/0	75		3,00	3/8	Cilindrica	24
PP30MC20-75	Polipropileno azul	3/0	75		2,00	1/2	Cilindrica	24
PP30MC25-75	Polipropileno azul	3/0	75		2,50	1/2	Cilindrica	24
PP40CC20-75	Polipropileno azul	4/0	75		2,00	3/8	Cilindrica	24
PP40MC25-75	Polipropileno azul	4/0	75		2,50	1/2	Cilindrica	24

Fechamento

Código	Material	USP	Fio		Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM				
3PP2CTR75-50	Polipropileno azul	2		3 x 50	3 x 7,5	3/8	Triang. Robusta	12
PP0MCR25-75	Polipropileno azul	0	75		2,50	1/2	Cili. Robusta	24
PP0MCR35-75	Polipropileno azul	0	75		3,50	1/2	Cili. Robusta	24
PP0MCR40-75	Polipropileno azul	0	75		4,00	1/2	Cili. Robusta	24
PP1MCR35-75	Polipropileno azul	1	75		3,50	1/2	Cili. Robusta	24
PP20MC20-75	Polipropileno azul	2/0	75		2,00	1/2	Cilindrica	24
PP20MC25-75	Polipropileno azul	2/0	75		2,50	1/2	Cili. Robusta	24
PP20MCR35-75	Polipropileno azul	2/0	75		3,50	1/2	Cili. Robusta	24
PP30MC30-90	Polipropileno azul	3/0	90		3,00	1/2	Cilindrica	24

Cardiovascular

Código	Material	USP	Fio		Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM				
PP20:MC20-75	Polipropileno azul	2/0	75		2 x 2,00	1/2	Cilindrica	24
PP20:MC25-75	Polipropileno azul	2/0	75		2 x 2,50	1/2	Cilindrica	24
PP30:MC15-75	Polipropileno azul	3/0	75		2 x 1,50	1/2	Cilindrica	24
PP30:MC30-75	Polipropileno azul	3/0	75		2 x 3,00	1/2	Cilindrica	24
PP30:MC30-90	Polipropileno azul	3/0	90		2 x 3,00	1/2	Cilindrica	24
PP40:MC15-75	Polipropileno azul	4/0	75		2 x 1,50	1/2	Cilindrica	24
PP50:MC10-75	Polipropileno azul	5/0	75		2 x 1,00	1/2	Cilindrica	24
PP50:MC15-75	Polipropileno azul	5/0	75		2 x 1,50	1/2	Cilindrica	24
PP50:MC20-75	Polipropileno azul	5/0	75		2 x 2,00	1/2	Cilindrica	24
PP60:MC13-75	Polipropileno azul	6/0	75		2 x 1,30	1/2	Cilindrica	24
PP60:CC10-75	Polipropileno azul	6/0	75		2 x 1,00	3/8	Cilindrica	24
PP60:CC13-75	Polipropileno azul	6/0	75		2 x 1,30	3/8	Cilindrica	24
PP60:MC13-75	Polipropileno azul	6/0	75		2 x 1,30	1/2	Cilindrica	24
PP70:CC10-75	Polipropileno azul	7/0	75		2 x 1,00	3/8	Cilindrica	24
PP70:CC13-75	Polipropileno azul	7/0	75		2 x 1,30	3/8	Cilindrica	24
PP80CC:6,5-45	Polipropileno azul	8/0	45		2 x 0,65	3/8 - 140	Cilindrica	12
PP80:CC8-45	Polipropileno azul	8/0	45		2 x 0,80	3/8 - 140	Cilindrica	12

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

Plástica & Dental

Código	Material	USP	Fio Comp CM	Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
PP20CT24-75	Polipropileno azul	2/0	75	2,40	3/8	Triangular	24
PP30CT24-75	Polipropileno azul	3/0	75	2,40	3/8	Triangular	24
PP40CT19-45	Polipropileno azul	4/0	45	1,90	3/8	Triangular	24
PP50CT16-45	Polipropileno azul	5/0	45	1,60	3/8	Triangular	24
PP50CT19-45	Polipropileno azul	5/0	45	1,90	3/8	Triangular	24
PP50MT15-45	Polipropileno azul	5/0	45	1,20	1/2	Triangular	24
PP60CT13-45	Polipropileno azul	6/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
PP60CT15-45	Polipropileno azul	6/0	45	1,50	3/8	Triangular	24
PP70CT13-45	Polipropileno azul	7/0	45	1,30	3/8	Triangular	24
PP70CT15-45	Polipropileno azul	7/0	45	1,50	3/8	Triangular	24

Oftalmologia

Código	Material	USP	Fio Comp CM	Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
PP100:CE6,5-30	Polipropileno azul	10/0	30	0,65	3/8 - 150	Espatulada	12
PP100:RE1,6-30	Polipropileno azul	10/0	30	2 x 1,6 - 150	Reta	Espatulada	12
PP100RE1,6 CE6,5-30	Polipropileno azul	10/0	30	1,6 - 150 / 0,65	Reta / 3/8	Espatulada / Espatulada	12
PP100RE1,6 ME4,2-30	Polipropileno azul	10/0	30	1,6 - 150 / 0,42	Reta / 1/2	Espatulada / Espatulada	12
PP90:ME7,1-30	Polipropileno azul	9/0	30	2 x 0,71	1/2 - 150	Espatulada	12
PP90:RE1,6-30	Polipropileno azul	9/0	30	2 x 1,65 - 150	Reta	Espatulada	12
PP90RE1,6 CE6,5-30	Polipropileno azul	9/0	30	1,6 - 150 / 0,65	Reta / 3/8	Espatulada / Espatulada	12
PP90RE1,6 ME4,2-30	Polipropileno azul	9/0	30	1,6 - 150 / 0,42	Reta / 1/2	Espatulada / Espatulada	12

Cuticular

Código	Material	USP	Fio Comp CM	Comp CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
PP20CT24-45	Polipropileno azul	2/0	45	2,40	3/8	Triangular	12
PP30CT24-45	Polipropileno azul	3/0	45	2,40	3/8	Triangular	12
PP40CT13-45	Polipropileno azul	4/0	45	1,90	3/8	Triangular	12
PP40CT24-45	Polipropileno azul	4/0	45	2,40	3/8	Triangular	12

*

Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. de Mat. Cír. LTDA
 Rua Lavinio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta
 São Paulo - SP - CEP 02564-000
 Fone: (011) 3966-4033
 e-mail: vendas.microsuture@bol.com.br
 site: www.microsuture.com.br





MicroCryl[®]



Superior suavidade na corrida e boa fixação do nó, com mínimo efeito serra

O MicroCryl é composto por filamentos de homopolímero de ácido glicólico, trançado estéril e absorvível por hidrólise. Tem cobertura de Policaprolactona e estearato de cálcio, que facilita a corrida do nó, garantindo boa fixação e mínimo efeito serra.

O MicroCryl reúne todos os requisitos estabelecidos pela farmacopéia Americana / Brasileira.

Indicações

Para uso geral em aproximação de tecidos suaves ou ligadura a longo prazo, incluindo procedimentos oftálmicos, porém não é indicado seu uso em procedimentos cardiovasculares e neurocirurgicos.

Efeitos

Desencadeia uma mínima reação inflamatória em tecidos. A perda gradual da resistência à tensão e a eventual absorção do MicroCryl ocorre por meio de hidrólise, onde o polímero se degrada a ácido glicólico o qual é subsequentemente absorvido e metabolizado pelo organismo.

Principais Características

- ° Sintético homopolímero de Ácido Poliglicólico de última geração, com filamentos mais finos
- ° Fio trançado, resistente e cobertura perfeita
- ° Não antigênico
- ° Material totalmente estéril

A absorção tem início pela perda de resistência à tensão, seguida pela perda de massa.

RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL ORIGINAL (% APROXIMADA)	DIAS DE IMPLANTAÇÃO IN VIVO
75%	14 DIAS
50%	21 DIAS (6-0 E MAIORES)
40%	21 DIAS (7-0 E MAIORES)
25%	28 DIAS
Absorção total da massa entre 60 e 90 dias	

Contra-indicações

Essa sutura absorvível não deve ser utilizada na aproximação do tecido estendido ou que requeira períodos longos para a cicatrização.

Apresentações

- ° Diâmetros: de 2 até 10-0, com ou sem agulha;
- ° Coloração: Violeta ou incolor;
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Benefícios

- ° Menos massa no organismo, mínima reação tissular, absorção previsível e boa resistência
- ° Boa fixação do nó e total segurança na aproximação dos tecidos
- ° Resistente à processos infecciosos
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroCryl®

MicroCryl

Multifilamentar Trançado - Violeta ou Incolor
Absorvível Sintético - Ácido Poliglicólico com estearato de cálcio
Registro Anvisa: 80336880005

Sem Agulha

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASV0SA-140	Ácido poliglicólico violeta	0	140	-	-	-	-	36
ASV1SA-140	Ácido poliglicólico violeta	1	140	-	-	-	-	36
ASV20SA-140	Ácido poliglicólico violeta	2/0	140	-	-	-	-	36
ASV2SA-140	Ácido poliglicólico violeta	2	140	-	-	-	-	36
ASV30SA-140	Ácido poliglicólico violeta	3/0	140	-	-	-	-	36

Urologia

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASV0UC26-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	2,60	5/8	Cilíndrica	36
ASV0UC36-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	3,60	5/8	Cilíndrica	36
ASV0UC40-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	4,00	5/8	Cilíndrica	36
ASV1UC40-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70	-	4,00	5/8	Cilíndrica	36
ASV20UC26-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	2,60	5/8	Cilíndrica	36
ASV20UC36-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,60	5/8	Cilíndrica	36
ASV30MC17-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	1,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC17-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	1,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV30UC36-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	3,60	5/8	Cilíndrica	36
ASV40MC15-70	Ácido poliglicólico violeta	4/0	70	-	1,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV50MC15-70	Ácido poliglicólico violeta	5/0	70	-	1,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV50MC17-70	Ácido poliglicólico violeta	5/0	70	-	1,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV60CC12-70	Ácido poliglicólico violeta	6/0	70	-	1,20	3/8	Cilíndrica	36
ASV60MC17-70	Ácido poliglicólico violeta	6/0	70	-	1,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV70CC10-45	Ácido poliglicólico violeta	7/0	45	-	1,00	3/8	Cilíndrica	12
ASV80CC6-20	Ácido poliglicólico violeta	8/0	20	-	0,60	3/8	Cilíndrica	12

Gastrointestinal

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASV0CC20-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASV0CC30-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASV0MC25-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV0MC30-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	3,00	1/2	Cilíndrica	36
ASV0MC32-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	3,20	3/8	Cilíndrica	36
ASV0MC37-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70	-	3,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV20CC30-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASV20MC25-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV20MC30-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,00	1/2	Cilíndrica	36
ASV20MC32-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,20	3/8	Cilíndrica	36
ASV20MC37-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70	-	3,70	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC20-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	2,00	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC22-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	2,20	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC25-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC30-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	3,00	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC30-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASV30MC35-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70	-	3,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV40MC22-70	Ácido poliglicólico violeta	4/0	70	-	2,20	1/2	Cilíndrica	36
ASV40MC26-70	Ácido poliglicólico violeta	4/0	70	-	2,60	1/2	Cilíndrica	36
ASV50MC26-70	Ácido poliglicólico violeta	5/0	70	-	2,60	1/2	Cilíndrica	36



MicroCryl[®]

Cuticular

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp	CM		
ASI20MT26-45	Ácido poliglicólico incolor	2/0	45		2,60	1/2	Triangular	36
ASI30CT19-70	Ácido poliglicólico incolor	3/0	70		1,90	3/8	Triangular	36
ASI30CT19-70	Ácido poliglicólico incolor	3/0	70		1,90	3/8	Triangular	36
ASI30CT24-70	Ácido poliglicólico incolor	3/0	70		2,40	3/8	Triangular	36
ASI30CT30-70	Ácido poliglicólico incolor	3/0	70		3,00	3/8	Triangular	36
AS40CT19-70	Ácido poliglicólico incolor	4/0	70		1,90	3/8	Triangular	36
ASI50CT19-70	Ácido poliglicólico incolor	5/0	70		1,90	3/8	Triangular	36
ASV0CT30-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		3,00	3/8	Triangular	36
ASV20CT30-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		3,00	3/8	Triangular	36
ASV20MT23-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		2,30	1/2	Triangular	36
ASV30CT24-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		2,40	3/8	Triangular	36
ASV30MT23-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		2,30	1/2	Triangular	36
ASV30MT26-45	Ácido poliglicólico violeta	3/0	45		2,60	1/2	Triangular	36
ASV40MT15-45	Ácido poliglicólico violeta	4/0	45		1,50	1/2	Triangular	36
ASV40MT15-70	Ácido poliglicólico violeta	4/0	70		1,50	1/2	Triangular	36
ASV50CT15-45	Ácido poliglicólico violeta	5/0	45		1,50	3/8	Triangular	36
ASV50CT16,5-45	Ácido poliglicólico violeta	5/0	45		16,5	3/8	Triangular	36
ASV50CT19-45	Ácido poliglicólico violeta	5/0	45		1,90	3/8	Triangular	36
ASV50MT15-45	Ácido poliglicólico violeta	5/0	45		1,50	1/2	Triangular	36
ASV50MT15-70	Ácido poliglicólico violeta	5/0	70		1,50	1/2	Triangular	36
ASV50MT20-70	Ácido poliglicólico violeta	5/0	70		2,00	1/2	Triangular	36

Fechamento Geral Ob. / Gin.

Código	Material	Fio			Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp	CM	Comp	CM		
ASI1MTR48-70	Ácido poliglicólico incolor	1	90		4,80	1/2	Tri. Robusta	36
ASV0MCR26-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		2,60	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV0MCR35-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		3,50	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV0MCR40-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		4,00	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV0MCR48-90	Ácido poliglicólico violeta	0	90		4,80	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV0MCR50-90	Ácido poliglicólico violeta	0	90		5,00	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV0MTR26-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		2,60	1/2	Tri. Robusta	36
ASV0MTR35-70	Ácido poliglicólico violeta	0	70		3,50	1/2	Tri. Robusta	36
ASV1LMCR40-150	Ácido poliglicólico violeta	1	150		4,00	1/2	Cilí. Robusta	24
ASV1MCR35-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70		3,50	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV1MCR36-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70		3,60	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV1MCR40-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70		4,00	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV1MCR48-90	Ácido poliglicólico violeta	1	90		4,80	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV1MCR50-90	Ácido poliglicólico violeta	1	90		5,00	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV1MTR35-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70		3,50	1/2	Tri. Robusta	36
ASV1MTR37-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70		3,70	1/2	Tri. Robusta	36
ASV20MCR26-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		2,60	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV20MCR35-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		3,50	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV20MCR40-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		4,00	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV20MCR48-90	Ácido poliglicólico violeta	2/0	90		4,80	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV20MTR26-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		2,60	1/2	Tri. Robusta	36
ASV20MTR35-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		3,50	1/2	Tri. Robusta	36
ASV20MTR37-70	Ácido poliglicólico violeta	2/0	70		3,70	1/2	Tri. Robusta	36
ASV2MC65-90	Ácido poliglicólico violeta	2	90		6,50	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MC40-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		4,00	1/2	Cilíndrica	36
ASV30MCR26-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		2,60	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV30MCR35-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		3,50	1/2	Cilí. Robusta	36
ASV30MCR37-70	Ácido poliglicólico violeta	3/0	70		3,70	1/2	Cilí. Robusta	36

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroCryl®

Plástica

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
ASI30CT19-45	Ácido poliglicólico incolor	3/0	45	1,90	3/8	Triangular	36
ASI30CT24-45	Ácido poliglicólico incolor	3/0	45	2,40	3/8	Triangular	36
ASI40CT13-45	Ácido poliglicólico incolor	4/0	45	1,30	3/8	Triangular	36
ASI40CT16-45	Ácido poliglicólico incolor	4/0	45	1,60	3/8	Triangular	36
ASI40CT19-45	Ácido poliglicólico incolor	4/0	45	1,90	3/8	Triangular	36
ASI40CT19-45	Ácido poliglicólico incolor	4/0	45	1,90	3/8	Triangular	36
ASI40MT15-45	Ácido poliglicólico incolor	4/0	45	1,50	1/2	Triangular	36
ASI50CT13-45	Ácido poliglicólico incolor	5/0	45	1,30	3/8	Triangular	36
ASI50CT16-45	Ácido poliglicólico incolor	5/0	45	1,60	3/8	Triangular	36
ASI50CT19-45	Ácido poliglicólico incolor	5/0	45	1,90	3/8	Triangular	36
ASI50MT15-45	Ácido poliglicólico incolor	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	36
ASI50MT15-45	Ácido poliglicólico incolor	5/0	45	1,50	1/2	Triangular	36
ASI60CT11-45	Ácido poliglicólico incolor	6/0	45	1,10	3/8	Triangular	36
ASI60CT13-45	Ácido poliglicólico incolor	6/0	45	1,30	3/8	Triangular	36
ASV30MT20-45	Ácido poliglicólico violeta	3/0	45	2,00	1/2	Triangular	36
ASV40MT21-45	Ácido poliglicólico violeta	4/0	45	2,10	1/2	Triangular	36
ASV60:CC10-45	Ácido poliglicólico violeta	6/0	45	1,00	3/8	Cilíndrica	12

Ortopedia

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
ASV1MTR35-70	Ácido poliglicólico violeta	1	70	3,50	1/2	Tria. Robusta	36
ASV2MCR50-90	Ácido poliglicólico violeta	2	90	5,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASV2MTR40-90	Ácido poliglicólico violeta	2	90	4,00	1/2	Tria. Robusta	36

Oftalmologia

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
ASV100CE6,2-10	Ácido poliglicólico violeta	10/0	10	2 x 0.62	3/8	Espatulada	12
ASV100:ME5,5-30	Ácido poliglicólico violeta	10/0	30	2 x 0.55	1/2	Espatulada	12
ASV50:VE8-45	Ácido poliglicólico violeta	5/0	45	2 x 0,8	1/4	Espatulada	12
ASV60:CE65-45	Ácido poliglicólico violeta	6/0	45	2 x 0.65	3/8	Espatulada	12
ASV60:VE6,5-45	Ácido poliglicólico violeta	6/0	45	2 x 0.65	1/4	Espatulada	12
ASV60:VE8-45	Ácido poliglicólico violeta	6/0	45	2 x 0,8	1/4	Espatulada	12
ASV60:ME8-45	Ácido poliglicólico violeta	6/0	45	2 x 0,8	1/2	Espatulada	12
ASV70:CE6,5-45	Ácido poliglicólico violeta	7/0	45	2 x 0.65	3/8	Espatulada	12
ASV70:VE6,5-45	Ácido poliglicólico violeta	7/0	45	2 x 0.65	1/4	Espatulada	12
ASV70:VE8,0-45	Ácido poliglicólico violeta	7/0	45	2 x 0,8	1/4	Espatulada	12
ASV80:CE6,5-45	Ácido poliglicólico violeta	8/0	45	2 x 0.65	3/8	Espatulada	12
ASV80:VE8,0-45	Ácido poliglicólico violeta	8/0	45	2 x 0,8	3/8	Espatulada	12

*

Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. de Mat. Cír. LTDA
 Rua Lavinio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta
 São Paulo - SP - CEP 02564-000
 Fone: (011) 3966-4033
 e-mail: vendas.microsuture@bol.com.br
 site: www.microsuture.com.br





MicroMonoABS[®]



Superior suavidade na corrida e boa fixação do nó, com mínimo efeito serra

O MicroMonoABS é um fio absorvível, monofilamentar, sintético obtido através da polimerização de dois monômeros: glicolida 75 % e caprolactone 25%. O resultado da polimerização é um copolímero chamado PGA-PCL (Poliglecaprone 25). Sua absorção ocorre através de hidrólise.

O MicroMonoABS reúne todos os requisitos estabelecidos pela farmacopéia Americana / Brasileira.

Indicações

Para uso geral em aproximação de tecidos, cirurgias plásticas, gastrintestinais, urológicas, ginecológicas, obstétricas e odontológicas, porém não é indicado seu uso em cirurgias cardiovasculares, oftálmicas e neurológicas.

Efeitos

Desencadeia uma mínima reação inflamatória em tecidos. A perda gradual da resistência à tensão e a eventual absorção do MicroMonoABS ocorre por meio de hidrólise, onde o polímero se degrada à poliglecaprone o qual é subsequentemente absorvido e metabolizado pelo organismo.

Principais Características

- ° Sintético homopolímero de Poliglecaprone de última geração, com filamento mais fino
- ° Monofilamentar, com mínimo efeito serra.
- ° Não antigênico
- ° Material totalmente estéril

A absorção tem início pela perda de resistência à tensão, seguida pela perda de massa.

RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL ORIGINAL (% APROXIMADA)	DIAS DE IMPLANTAÇÃO IN VIVO
75%	5 DIAS
50%	7 DIAS (2-0 E MAIORES)
40%	9 DIAS (3-0 E MAIORES)
25%	13 DIAS
Absorção total da massa 60 dias	

Contra-indicações

Essa sutura absorvível não deve ser utilizada na aproximação do tecido estendido ou que requeira períodos longos para a cicatrização.

Apresentações

- ° Diâmetros: de 2 até 6-0, com ou sem agulha;
- ° Coloração: Violeta ou incolor;
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Benefícios

- ° Menos massa no organismo, mínima reação tissular, absorção previsível e boa resistência
- ° Boa fixação do nó e total segurança na aproximação dos tecidos
- ° Resistente à processos infecciosos
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroMonoABS[®]

MicroMonoABS

Monofilamentar - Violeta ou Incolor
Absorvível Sintético - Poliglecaprone
Registro Anvisa: 80336880006

Urologia

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASMV30MC15-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		1,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV40MC15-70	Poliglecaprone Violeta	4/0	70		1,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV50MC15-70	Poliglecaprone Violeta	5/0	70		1,50	1/2	Cilíndrica	36

Gastrolntestinal

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASMV0CC30-70	Poliglecaprone Violeta	0	70		3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASMV0MC25-70	Poliglecaprone Violeta	0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV0MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	0	70		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	0	90		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	1	90		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV1CC30-70	Poliglecaprone Violeta	1	70		3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASMV1MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	1	70		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20CC30-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	70		3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASMV20MC25-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV20MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	70		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	90		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV30CC25-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		2,50	3/8	Cilíndrica	36
ASMV30CC30-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASMV30MC25-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV30MC25-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV30MC25-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36
ASMV30MCR35-70	Poliglecaprone Violeta	3/0	70		3,50	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV40CC30-70	Poliglecaprone Violeta	4/0	70		3,00	3/8	Cilíndrica	36
ASMV40MC25-70	Poliglecaprone Violeta	4/0	70		2,50	1/2	Cilíndrica	36

Fechamento Geral Ob. / Gin.

Código	Material	USP	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Comp	CM		
ASMV0MCR35-90	Poliglecaprone Violeta	0	90		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR37-70	Poliglecaprone Violeta	0	70		3,70	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR37-90	Poliglecaprone Violeta	0	90		3,70	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR40-70	Poliglecaprone Violeta	0	70		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV0MCR48-90	Poliglecaprone Violeta	0	90		4,80	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV1MCR37-90	Poliglecaprone Violeta	1	90		3,70	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV1MCR40-70	Poliglecaprone Violeta	1	70		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV1MCR40-90	Poliglecaprone Violeta	1	90		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV1MCR48-90	Poliglecaprone Violeta	1	90		4,80	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR37-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	70		3,70	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR37-90	Poliglecaprone Violeta	2/0	90		3,70	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR40-70	Poliglecaprone Violeta	2/0	70		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR40-90	Poliglecaprone Violeta	2/0	90		4,00	1/2	Cili. Robusta	36
ASMV20MCR48-90	Poliglecaprone Violeta	2/0	90		4,80	1/2	Cili. Robusta	36

Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. de Mat. Cír. LTDA
Rua Lavinio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP - CEP 02564-000
Fone: (011) 3966-4033
e-mail: vendas.microsuture@bol.com.br
site: www.microsuture.com.br



MicroMonoABS®

Cuticular

Código	Material	USP	Fio Comp	CM	Comp	CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
ASMI30CT19-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI30CT24-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		2,40		3/8	Triangular	36
ASMI30CT30-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		3,00		3/8	Triangular	36
ASMI30RT60-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		6,00		Reta	Triangular	36
ASMI40CT19-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI40CT19-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI40MT18-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		1,80		1/2	Triangular	36
ASMI50CT19-70	Poliglecaprone Incolor	5/0	70		1,90		3/8	Triangular	36

Plástica

Código	Material	USP	Fio Comp	CM	Comp	CM	Agulha Curvatura	Ponta	Caixa Com (env.)
ASMI30CT19,5-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		1,95		3/8	Triangular	36
ASMI30CT19-45	Poliglecaprone Incolor	3/0	45		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI30CT19-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI30CT24-45	Poliglecaprone Incolor	3/0	45		2,40		3/8	Triangular	36
ASMI30CT24-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		2,40		3/8	Triangular	36
ASMI30CT26-70	Poliglecaprone Incolor	3/0	70		2,60		3/8	Triangular	36
ASMI40CT13-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		1,30		3/8	Triangular	36
ASMI40CT16-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		1,60		3/8	Triangular	36
ASMI40CT19-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI40CT19-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI40CT20-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		2,00		3/8	Triangular	36
ASMI40CT20-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		2,00		3/8	Triangular	36
ASMI40CT24-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		2,40		3/8	Triangular	36
ASMI40CT24-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		2,40		3/8	Triangular	36
ASMI40CT26-70	Poliglecaprone Incolor	4/0	70		2,60		3/8	Triangular	36
ASMI40MT15-45	Poliglecaprone Incolor	4/0	45		1,50		1/2	Triangular	36
ASMI50CT11-45	Poliglecaprone Incolor	5/0	45		1,10		3/8	Triangular	36
ASMI50CT13-45	Poliglecaprone Incolor	5/0	45		1,30		3/8	Triangular	36
ASMI50CT16-45	Poliglecaprone Incolor	5/0	45		1,60		3/8	Triangular	36
ASMI50CT19-45	Poliglecaprone Incolor	5/0	45		1,90		3/8	Triangular	36
ASMI50CT20-45	Poliglecaprone Incolor	5/0	45		2,00		3/8	Triangular	36
ASMI50CT26-70	Poliglecaprone Incolor	5/0	70		2,60		3/8	Triangular	36
ASMI60CT11-45	Poliglecaprone Incolor	6/0	45		1,10		3/8	Triangular	36
ASMI60CT13-45	Poliglecaprone Incolor	6/0	45		1,30		3/8	Triangular	36

*



MicroÉster®



Fio trançado, resistente e isento de capilaridade, com superior corrida do nó.

É constituído de uma fibra de poliéster que é um polímero linear de Etilinoglicol e Ácido Tereftálico, obtido a vácuo em elevada temperatura.

Fio cirúrgico não biodegradável, inabsorvível, trançado, siliconizado, isento de capilaridade, de superfície macia e uniforme, com excelente resistência e bom coeficiente de fricção.

A perfeita siliconização do fio, garante uma perfeita lubricidade e excelente deslizamento dos tecidos, com menor trauma.

Indicações

- ° CIRURGIA CARDIOVASCULAR
- ° OFTÁLMICA
- ° ORTOPÉDICA
- ° CIRURGIA GERAL

Apresentação

- ° Diâmetros: 5 até 6-0, com ou sem agulha.
- ° Coloração: verde ou branco.
- ° Esterilização: Óxido de Etileno.

Principais Características

- ° Fio cirúrgico sintético e não-biodegradável
- ° Trançado e mais resistente
- ° Fio de superfície uniforme, com cobertura siliconizada e isento de capilaridade
- ° Material totalmente estéril

Benefícios

- ° Fios encapsulados, sem alteração em sua estrutura física
- ° Total segurança na aproximação dos tecidos
- ° Suave passagem pelos tecidos e superior corrida do nó
- ° Pronto para o uso

WWW.MICROSUTURE.COM.BR



MicroÉster®

MicroÉster

Poliéster Multifilamentar Trançado - Verde ou Branco
com cobertura de silicone

Registro Anvisa: 80336880007

Sem Agulha

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Curvatura		
15PV0SA-45	Poliéster verde	0	15 x 45	-	-	-	24
15PV20SA-45	Poliéster verde	2/0	15 x 45	-	-	-	24
15PV30SA-45	Poliéster verde	3/0	15 x 45	-	-	-	24

Ortopedia

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Curvatura		
PV1MT37-75	Poliéster verde	1	75	3,70	1/2	Triangular	24
PV2MTR40-75	Poliéster verde	2	75	4,00	1/2	Triangular Rob.	24
PV2MTR40-75	Poliéster verde	2	75	4,00	1/2	Triangular Rob.	24

Esternorrafia

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Curvatura		
4PV5MTR47-75	Poliéster verde	5	4 x 75	4,80	1/2	Triangular	10

Gastrintestinal

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Curvatura		
PV0CC30-75	Poliéster verde	0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24
PV20CC30-75	Poliéster verde	2/0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24
PV30CC30-75	Poliéster verde	3/0	75	3,00	3/8	Cilíndrica	24

Cardiovascular

Código	Material	USP	Fio		Agulha	Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM	Curvatura		
PV0CC48-75	Poliéster verde	0	75	4,80	3/8	Cilíndrica	24
PV20CC48-75	Poliéster verde	2/0	75	4,80	3/8	Cilíndrica	24
PV20MC17-75	Poliéster verde	2/0	75	1,70	1/2	Cilíndrica	24
PV20:MC20-75	Poliéster verde Teflon	2/0	75	2 x 2,00	1/2	Cilíndrica	24
PV20MC20-90	Poliéster verde	2/0	90	2,20	1/2	Cilíndrica	24
PV20:MC25-75	Poliéster verde	2/0	75	2 x 2,5	1/2	Cilíndrica	24
PV30MC13-75	Poliéster verde	3/0	75	1,30	1/2	Cilíndrica	24
PV30MC17-90	Poliéster verde	3/0	90	1,70	1/2	Cilíndrica	24
PV30:MC20-75	Poliéster verde Teflon	3/0	75	2 x 2,00	1/2	Cilíndrica	24
PV30MC22-90	Poliéster verde	3/0	90	2,20	1/2	Cilíndrica	24
PV30MC26-75	Poliéster verde	3/0	75	2,60	1/2	Cilíndrica	24
PV40CC12-75	Poliéster verde	4/0	75	1,20	3/8	Cilíndrica	24
PV40MC13-75	Poliéster verde	4/0	75	1,30	1/2	Cilíndrica	24
PV40MC17-75	Poliéster verde	4/0	75	1,70	1/2	Cilíndrica	24
PV40MC22-75	Poliéster verde	4/0	75	2,20	1/2	Cilíndrica	24
PV50MC17-90	Poliéster verde	5/0	90	1,70	1/2	Cilíndrica	24

WWW.MICROSUTURE.COM.BR

MicroÉster®

Oftalmologia

Código	Material	USP	Fio		Comp CM	Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM		Curvatura			
PB40:VE8-45	Poliéster branco	4/0	45		2 x 0,8	1/4		Micro Espatul.	12
PB50:VE8-45	Poliéster branco	5/0	45		2 x 0,8	1/4		Micro Espatul.	12
PB60:VE8-45	Poliéster branco	6/0	45		2 x 0,8	1/4		Micro Espatul.	12

Troca de Válvulas

Código	Material	USP	Fio		Comp CM	Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
			Comp	CM		Curvatura			
4PV20MC15-75	Poliéster verde	2/0	4 x 75		4 x 1,5	1/2		Cilíndrica	6
4PB20MC15-75	Poliéster branco	2/0	4 x 75		4 x 1,5	1/2		Cilíndrica	
4PV20MC20-75	Poliéster verde	2/0	4 x 75		4 x 2,0	1/2		Cilíndrica	6
4PB20MC20-75	Poliéster branco	2/0	4 x 75		4 x 2,0	1/2		Cilíndrica	

*

Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. de Mat. Cír. LTDA
Rua Lavínio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP - CEP 02564-000
Fone: (011) 3966-4033
e-mail: vendas.microsuture@bol.com.br
site: www.microsuture.com.br





KITS CIRÚRGICOS



KIT Catarata

Seda - Multifilamentar Trançada - Preta

Registro Anvisa: 80336880002

Nylon - Monofilamentar - Preto ou Incolor

Registro Anvisa: 80336880003

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
KC100:CE6,5	Nylon preto	10/0	30	2 x 0,65	3/8 - 200	Espatulada	12
	Seda preta	4/0	45	1,30	3/8	Triangular	
KC100CE6,5	Nylon preto	10/0	15	0,65	3/8 - 200	Espatulada	12
	Seda preta	4/0	45	1,30	3/8	Triangular	

KIT Cesária

Nylon - Monofilamentar - Preto ou Incolor

Registro Anvisa: 80336880003

Multifilamentar Trançado - Violeta

Absorvível Sintético - Ácido Poliglicólico com estearato de cálcio

Registro Anvisa: 80336880005

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Caixa Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
KITCE	Ácido Poliglic- lico violeta	2/0	2 x 90	2 x 3,50	1/2	Cilind. Robusta	6
	Ácido Poliglicólico violeta	0	2 x 90	2 x 4,00	1/2	Cilind. Robusta	6
	Ácido Poliglicólico violeta	2/0	90	3,50	1/2	Cilíndrica	6
	Nylon preto	4/0	75	2,40	3/8	Triangular	6

KIT Obstétrico

Multifilamentar Trançado - Violeta

Absorvível Sintético - Ácido Poliglicólico com estearato de cálcio

Registro Anvisa: 80336880005

Código	Material	Fio		Agulha		Ponta	Com (env.)
		USP	Comp CM	Comp CM	Curvatura		
KITOB0	Ácido Poliglic- lico violeta	0	70	3,00	3/8	Triangular	12
	Ácido Poliglicólico violeta	0	70	4,00	1/2	Cilind. Robusta	12
	Ácido Poliglicólico violeta	0	90	5,00	1/2	Cilind. Robusta	12
KITOB20	Ácido Poliglicólico violeta	2/0	70	3,00	3/8	Triangular	12
	Ácido Poliglicólico violeta	2/0	70	4,00	1/2	Cilind. Robusta	12
	Ácido Poliglicólico violeta	2/0	90	5,00	1/2	Cilind. Robusta	12

*

Distribuidor Autorizado:

Microsuture Ind. Com. Imp. Exp. e Rep. De Mat. Cír. Ltda.
Rual Lavínio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta
São Paulo - SP - CEP: 02564-000
vendas.microsuture@bol.com.br
www.microsuture.com.br

