

Indicação e Uso

As cânulas de traqueostomia são usadas principalmente nos casos clínicos e hospitalares inseridos na traquéia, formando uma via aérea artificial e outras respirações, estabelecendo uma passagem respiratória.

O balonete tem a função de selar a traqueia para evitar que secreções respiratórias ou sangue entrem nos pulmões.

Características do produto

- Composição: PVC Siliconizado Grau Médio.
- Transparente.
- Conector Padrão, cônico macho de 15 mm em conformidade com a ISO-5356-1.
- Ponta Distal Atraumática.
- Testado de acordo com a ISO-5361.
- Balão alto volume e baixa pressão.
- Balonete com válvula de encaixe para seringas luer slip e luer lock.
- Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática.
- Flange com acabamento sem rebarbas e atraumático.
- Dispositivo para fixação da cânula no pescoço em material atóxico e antialérgico.
- Livre de Latex.
- Linha Radiopaca.
- Impressão com calibres e medidas da cânula em local visível.
- Esterilizado em Óxido de Etileno.
- Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.
- Uso único, não reprocessar.
- Tamanhos / Calibres 3.0 ao 10.0 mm.

Imagem do produto

