

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A Versão: 03
	FICHA TÉCNICA	Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 1 de 2

COMPRESSA PARA BANHO MARINA SOFT

Nome Técnico: Compressa para Banho

Nome Comercial: Compressa para Banho Marina Soft

Cadastro na ANVISA: dispensado de registro, cadastro e notificação



1- Descrição do Produto

- Tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas entrelaçadas;
- Alvejado (isentos de impurezas, alvejantes ópticos e resíduo de amido);
- Possui em suas laterais costura que permite maior segurança;
- Produto Não Estéril;
- Embalados em embalagens plásticas;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.
- Produto descartável.

2- Apresentação do Produto

- Embalagem plástica com 50 unidades;
- Dimensões: 35 cm x 45 cm.

3- Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa para Banho Marina Soft é utilizada durante o banho e higienização de pacientes e para limpeza de ambientes hospitalares.

4- Instrução de Uso

Retirar as compressas da sua embalagem e utilizá-las de acordo com a finalidade proposta.

5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 03 Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 2 de 2

temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

6- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado.

Data da Aprovação: 21/02/2024

Garantia da Qualidade

CÓPIA CONTROLADA