

Bellmoll CN®

**Detergente neutro para instrumental
médico- cirúrgico**

Descrição

Detergente neutro para uso em limpeza de instrumental cirúrgico. Uso em equipamentos automáticos de termo-desinfecção e lavadoras ultra-sônicas. Pode ser usado também manualmente. Não corrosivo, não provoca danos a metais, plásticos e borrachas, baixa espuma, sem deixar resíduos.

Modo de usar

Diluição 1:20 à 1:100 partes em água, dependendo da sujidade em uso manual, e 3 ml para cada litro em uso automático.

Composição

Acido Sulfonico, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Tensoativo Anionico, Sequestrante, Conservante e Água Deionizada.

Embalagem

Frasco plástico contendo 5 litros.

Conservação e Armazenagem

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ MSDS Datasheet.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto ou embalagem do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Conservar a embalagem bem fechada após o uso. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas.

Assistência técnica

Colocamos gratuitamente à vossa disposição, nosso Departamento de Assistência Técnica, que poderá auxiliá-los na correta utilização dos produtos Bell Type®, bem como na resolução de problemas específicos de vossa empresa.

Bell Type Industries Ltda.

Av. Mal. Humberto Castelo Branco, 781

Taboão da Serra/SP Tel (0xx11) 4701-5225

CNPJ 00.984.436/0001-62

Resp. Técnico: Essio Garcia Filho

CRQ/SP 04412484

Produto Notificado na ANVISA/MS

Aut. de Func. n° 3.02630-4

Indústria Brasileira

bell type
We care for life™



7898945063 01 2

Bellmoll CN® and Bell Type® Logo - Bell Type Corporation Trademarks © 2021 Bell Type Corporation. All Rights Reserved.

Bell Type Corporation believes that the information and recommendations contained herein (including data and statements) are accurate as of the date hereof. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable where such product is used in combination with any other materials or in any process. It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Further, since the conditions and methods of use are beyond the control of Bell Type Corporation, Bell Type Corporation expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information.