



Winner Indústria de Descartáveis Ltda.
Ficha Técnica

CAMPO DE MESA DE MAYO IMPERMEÁVEL LAMINADO ESTÉRIL WINNER

REGISTRO ANVISA: 80201960081

CÓDIGO DO PRODUTO: 71 – Tamanho: 0,60 cm X 1,30 cm

COMPOSIÇÃO:

O campo de mesa de Mayo impermeável laminado estéril Winner é fabricado em não tecido (SMS) de polipropileno (camada interna) e polietileno (camada externa) que serve como barreira de proteção impermeável. As camadas são unidas através do processo de calandragem térmica.

VALIDADE:

5 anos a partir da data de fabricação.

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO:

O campo de mesa de Mayo impermeável laminado estéril Winner é destinado para a cobertura da mesa de Mayo para o manuseio dos instrumentais cirúrgicos durante os mais variados procedimentos. Oferece máxima qualidade, praticidade e segurança nos trabalhos hospitalares. É projetado para absorver fluídos, além de ter sistema antideslizantes e antirreflexo, com produção mínima de ruídos durante o manuseio de instrumentais cirúrgicos dispostos sobre a mesa, bem como oferece proteção contra a contaminação de áreas estéreis pela disseminação de partículas portadoras de microrganismos.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- Produto de uso externo;
- Produto de uso único;
- Produto impermeável;
- Proibido reprocesso;
- Observar atentamente as instruções de uso;
- O produto é apirogênico, isento de látex não oferecendo em geral risco ao usuário;
- O produto deve ser manuseado por profissionais da área da saúde, devidamente habilitados e familiarizados para a execução dos procedimentos que envolvam o uso desse tipo de produto;
- O produto apresenta dobraduras totalmente assépticas;
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de luz e umidade;
- Não utilizar o produto caso sua embalagem original apresente sinais de violação ou data de validade e/ou esterilidade expiradas;

- Produto esterilizado por óxido de etileno. Esterilidade assegurada enquanto a embalagem não for violada;
- Mantenha o produto distante de objetos cortantes e/ou pontiagudos;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso e de forma asséptica;
- Descartar após o uso em local apropriado.

EFEITOS ADVERSOS:

Não são relatados efeitos adversos ao uso deste produto.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O produto apresenta-se com embalagem primária contendo 1 unidade do produto embalado em papel grau cirúrgico, com marcador de esterilidade e embalagem secundária composta de 10 ou 100 unidades acondicionadas em caixas de papelão devidamente identificadas. Apresenta-se em tamanhos variados de acordo com a necessidade de produção.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Avaliar a integridade da embalagem;
2. Observar a data de validade;
3. Abrir a embalagem pelo local indicado, tendo cuidado para não contaminar partes do produto;
4. Abrir a embalagem e retirar o campo de mesa de Mayo de forma asséptica e vestir a mesa de Mayo cuidadosamente;
5. Após vestir a mesa, o produto está pronto para ser utilizado no local de aplicação;
6. Após o uso descartar em local apropriado.

FABRICANTE:

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 05.421.585/0001-37

Rua Macaúba, LOTE 01 – Águas Claras

Brasília – DF CEP: 71928-180

TEL: (61) 3435-6750 / 3435-6754