



*Winner Indústria de Descartáveis Ltda.*  
*Ficha Técnica*

**KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL**

REGISTRO ANVISA: 80201960060

CÓDIGO DO PRODUTO: 38

**COMPOSIÇÃO:**

O kit cirúrgico universal estéril é fabricado na gramatura 50, em polipropileno e impermeável (laminado de polietileno) para o campo de mesa auxiliar e a fronha de Mayo. O campo inferior, campo superior, e campos laterais são fabricados de polipropileno, reforço em polipropileno e fita adesiva, que é um adesivo HOTMELT à base de EVA (etileno vinil acetato). A composição do kit, referente aos itens que o compõe, pode variar dependendo da necessidade do cliente.

**VALIDADE:**

5 anos a partir da data de fabricação.

**INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO:**

O kit cirúrgico universal estéril foi desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar e no uso de procedimentos cirúrgicos onde faz necessária máxima proteção. O kit é composto de campos adequados para cobertura de mesas e paciente em sala cirúrgica.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:**

- Produto de uso externo;
- Observar atentamente as instruções de uso;
- O produto é apirogênico, isento de látex não oferecendo em geral risco ao usuário;
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de poeiras e umidade;
- Não utilizar o produto caso sua embalagem original apresente sinais de violação ou data de validade expirada;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso e de forma asséptica;
- Produto de uso único;
- Descartar após o uso em local apropriado.

**EFEITOS ADVERSOS:**

Não são relatados efeitos adversos ao uso deste produto.

**FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**

O produto apresenta-se com embalagem primária de 1 kit embalado em papel grau cirúrgico, onde o kit é composto por: campo de mesa auxiliar, fronha de Mayo, campo cirúrgico inferior, campo cirúrgico superior e campos laterais. A embalagem secundária comporta 17 kits acondicionados em caixa de papelão devidamente identificada.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Observar a integridade da embalagem e as informações contidas na mesma;
2. Abrir a embalagem e retirar todos os itens do kit de forma asséptica e dispor sobre a mesa cirúrgica, conforme a necessidade;
3. O produto está pronto para ser utilizado no local de aplicação;
4. Após o uso descartar em local apropriado.

**FABRICANTE:**

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 05.421.585/0001-37

Rua Macaúba, Lote 01 – Águas Claras

Brasília – DF CEP: 71928-180

TEL: (61) 3435-6750 / 3435-6754