



PROTECTOR

PRODUTOS HOSPITALARES

INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Confeccionado em polipropileno tipo não tecido SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond), maleável, hidrorrepelente, atóxico, hipoalergênico, resistente a ruptura e ao estouro, com porosidade controlada. É adequado para esterilização de materiais sem danos físicos aos mesmos.

2. INDICAÇÕES DE USO

Envolver os materiais para serem aplicados agentes esterilizantes, possibilitando a manutenção da esterilidade por longos períodos até a utilização do produto, desde que obedecidas as normas sanitárias e padrões de higiene pessoal e ambiental vigentes.

3. APRESENTAÇÃO

Embalagens com 10 unidades.

4. CARACTERÍSTICAS

Dimensões entre 0,40m x 0,40m e 1,60m x 1,60m.

Gramaturas: 40, 45, 50, 55 e 60g/m².

Cores disponíveis: branco e azul.

Atende aos requisitos da NBR 14990

Eficiência de filtração bacteriana: mínimo 94%

5. CUIDADOS

As condições e demais características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade,

desde que a sua embalagem original não esteja danificada e não apresente sinais de violação. Neste caso, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Não é recomendável a utilização de produtos perfuro cortantes em contato direto com o invólucro.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original e em local protegido do sol, evitando poeiras, umidade e temperaturas elevadas, retirando-o apenas no momento da utilização.

7. PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de esterilização.

8. FABRICAÇÃO

Protector Produtos Hospitalares LTDA – CNPJ 18.466.544/0001-09 – Avenida Jorge Abrão, 561, Sertãozinho, SP, CEP 14.161-170 – Telefone (16) 3942-7016 – protector@protector.ind.br

Responsável Técnico: Filipe Teixeira Sanches – CRMV/SP 03423/Z

Registro Anvisa: dispensado – Resolução Nº 5456, de 30 de dezembro de 2020

PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS