



Conheça a nova solução BD para ID/TSA

Descubra como o sistema **BD Phoenix™ M50** pode ser conectado a outras plataformas de microbiologia BD para auxiliar a:

- Detectar com precisão as resistências atuais e emergentes
- Adaptar-se às necessidades de cada instituição
- Acelerar o reporte dos resultados ID/TSA
- Aumentar a eficiência do laboratório





BD Phoenix™ M50

A modularidade do instrumento BD Phoenix™ M50 proporciona uma solução flexível para laboratórios de todos os tamanhos.

Pode facilmente ser expandido de uma capacidade de 50 para 100 painéis.



O sistema BD Phoenix™ M50 conectado com o sistema BD BACTEC™ FX 40 oferece uma solução eficiente e acessível para hemocultura + teste de ID/TSA.



A integração do sistema BD Bruker™ MALDI Biotyper™ com o instrumento BD Phoenix™ M50 interfaceado pelo BD EpiCenter™ permite identificação e detecção de resistência rápidas e precisas.

Especificações Técnicas do Instrumento

Capacidade de painéis

| | |
|--------------------|-------------|
| 1 BD Phoenix M50 : | 50 painéis |
| 2 BD Phoenix M50 : | 100 painéis |

Um tablet conecta até dois instrumentos

Dimensões Físicas

| | |
|-------------------------|---------|
| Altura | 53,5 cm |
| Largura | 81,5 cm |
| Profundidade | 76,5 cm |
| Espaço livre - direita | 54,6 cm |
| Espaço livre - esquerda | 7,6 cm |
| Espaço livre - frente | 45,7 cm |
| Peso - vazio | 53,5 kg |
| Peso - cheio | 57,6 kg |

Condições de Operação

| | |
|-------------|---|
| Temperatura | 18-30° C |
| Umidade | 20–80% RH, sem condensação |
| Localização | Superfície nivelada, sem luz solar direta, sem aquecimento direto |
| Altitude | 2000 metros |
| Ruído | A 1 m ≤ 55 dBA utilizando medidor de som ANSI Tipo 2 |

Requisitos Elétricos

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tensão de entrada | 100–240 VAC |
| Corrente de entrada | 6 Amp |
| Frequência da linha de entrada | 50/60 Hz |

BD Diagnostics | Diagnostic Systems

Rua Alexandre Dumas, 1976 - São Paulo - SP - 04717-004 - 0800 771 7157 - www.bd.com/brasil

©2017 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company.

