

MEDCAL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. – EPP**Rua Carlos Albertini, 293 – Distrito Industrial Alcides Brunelli****Rafard/SP – CEP: 13360-000 – Tel.: (19) 3496-2645****CNPJ: 23.301.951/0001-04****AFE/ANVISA: 8.17.266-8 (1351388682H0)****e-mail: financeiro.itek@hotmail.com**

FICHA TÉCNICA

TOUCA DESCARTÁVEL MEDCAL®

Nome Técnico Vestimenta Cirúrgica	Código de Identificação do Nome Técnico 2501140
Número de Registro na ANVISA 81726680008	Classe de Enquadramento do Produto Classe I
Nome Comercial Touca Descartável Medcal®	
Modelo(s) Comercial(is) da Família Modelos: Turbante; Sanfonada; Tiras; Mexicana e Escafandro. Tamanhos: PP, P, M, G, GG e único. Nas cores: transparente, azul claro, azul escuro, azul royal, branca, azul, verde, laranja, rosa, roxo, preto, cinza, amarelo, marrom, vermelho ou lilás. Produto embalado com 1 até 100 unidades. Embalagem primária: Saco plástico Embalagem final: Caixa de papelão de 1 a 1.500 unidades	
Indicação de Uso/Finalidade A Touca Descartável Medcal® é utilizada para a cobertura dos cabelos (barreira física), protegendo desta maneira o ambiente e o paciente. É um produto de uso médico-hospitalar extremamente simples, de amplo uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios dentários e médicos, laboratórios de manipulação, indústrias químicas, farmacêuticas, além de ser usado em indústrias alimentícias, restaurantes, hotéis, ou seja, todo tipo de procedimento que necessite de proteção do produto e dos usuários de contaminações oriundas dos cabelos. A Touca Hospitalar TNT é um produto fabricado em “tecido não tecido”, ou também conhecido como non woven ou (T.N.T.), formado por fibras polipropileno, conforme NBR 13370, possui em suas bordas um elástico formado por poliéster e poliamida. Adapta-se perfeitamente à cabeça do usuário, pelo ajuste do elástico e tiras de modo confortável.	
Modo de Uso do Produto INSTRUÇÕES DE USO: 1. Verificar o produto antes de utilizá-lo; 2. Retirar uma unidade do produto de sua embalagem original; 3. Abra a touca e coloque-a na cabeça, de forma que o cabelo fique inteiramente dentro da touca; 4. Após o uso, descartar em local adequado, de acordo com as orientações do estabelecimento e legislação vigente. OBS: A apresentação do produto pode não incluir as instruções de uso.	
Composição A Touca Descartável Medcal® é confeccionada em TNT 100% Polipropileno (PP), poliamida (Nylon) e elástico.	
Prazo de Validade do Produto 5 anos	Produto Estéril Não
Reprocessamento Produto de Reprocessamento Proibido.	
Condições de Armazenamento e Transporte • Nenhuma precaução especial necessita ser tomada durante a armazenagem, conservação, manipulação ou transporte. Manter apenas a conduta padrão de cuidados de estocagem, ou seja, respeitar limite de	

MEDCAL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. – EPP**Rua Carlos Albertini, 293 – Distrito Industrial Alcides Brunelli****Rafard/SP – CEP: 13360-000 – Tel.: (19) 3496-2645****CNPJ: 23.301.951/0001-04****AFE/ANVISA: 8.17.266-8 (1351388682H0)****e-mail: financeiro.itek@hotmail.com**

empilhamento, não deixar exposto diretamente à luz solar, umidade ou temperatura. Deve se evitar fontes de ignição.

- O produto deverá ser armazenado e transportado e lugar seco arejado e a temperatura ambiente.

Advertências e Precauções

- Produto não estéril de uso único;
- Não utilizar o dispositivo, cuja embalagem foi aberta, molhada ou danificada, ou cujo prazo de validade do produto esteja vencido;
- Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Uma vez utilizado deverá ser descartado. Em hipótese alguma poderá ser reaproveitado, sendo de uso único.

Normas Técnicas e Regulamentações

Baseado na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº.: 356, de 23 de março de 2020.

Nome do Responsável Técnico:

Abiasafe Miquéias da Silva

Autorização Profissional: CRF **UF:** SP **Número da Inscrição:** 80498

Imagem ilustrativa: