

**LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL, COM PÓ****Cadastro / Registro M.S.:**

80495510064 (CA MTE 43.251) / 80495510085 (CA MTE 44.800)

**Modelos**

6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5;

**Indicação de uso**

As Luvas para procedimentos cirúrgicos, com pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.

**Especificação técnica**

Fabricada em 100% látex de borracha natural;

Estéril (raio gama);

Com pó bioabsorvível (amido de milho);

Texturizada;

Anatômica;

Punho com bainha

Espessura: 0,10mm (mínimo);

Tamanhos: 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5;

Comprimento mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5);

Cor: Natural;

Atóxica e apirrogênica;

Validade 3 anos após data de esterilização

Descartável e de uso único

**Apresentação**

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 50 pares.

Embalagem de transporte: caixa de papelão box, contendo 10 cartuchos.

**Orientações de Uso**

Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas.

Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.

Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.

**Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais**

“ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX”; “PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

**Matriz**

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

**Filial**

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📞 medixbrasil



Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;  
Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ABNT NBR ISO 10282-2015  
RDC Nº 547 de 30.08.2021  
RDC Nº 185 de 22.10.2001  
Portaria INMETRO Nº 485, de 08.12.2021  
Portaria INMETRO Nº 200, de 29.04.2021  
ISO 13485:2016  
RDC 40/2015  
RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

### Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898947170152 – 6.0	17898947170159
7898947170169 – 6.5	17898947170166
7898947170176 – 7.0	17898947170173
7898947170183 – 7.5	17898947170180
7898947170190 – 8.0	17898947170197
7898947170206 – 8.5	17898947170203

### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.  
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70  
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil  
Fone: +55 (45) 3039-4242

### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368  
Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)  
0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022

Imagens meramente ilustrativas:

- Matriz
  - +55 45 3039 4242
  - Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR
- Filial
  - +55 47 3439 2114
  - BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- [medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br) [medixbrasil](https://www.facebook.com/medixbrasil)





Matriz  
☎ +55 45 3039 4242  
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial  
☎ +55 47 3439 2114  
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC  
🌐 medixbrasil.com.br 📞 medixbrasil

M