

## PROPÉ DESCARTÁVEL

### Cadastro / Registro M.S.:

82443150009

### Modelos

Com elástico

### Indicação de uso

O Propé descartável foi desenvolvido para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais de Saúde ou outros profissionais, para o ambiente, durante procedimentos onde há necessidade que fiquem limpos, evita o desprendimento de partículas de sujeira em áreas que tenham a necessidade de alta limpeza e protege o usuário contra respingos de fluidos e outras substâncias utilizadas em procedimentos, é um artigo descartável, destinado para exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral.

### Especificação técnica

Fabricado em 100% Polipropileno não tecido Spunbond

Com elástico duplo

Soldado eletronicamente

Cor: branca

Tamanho único

Dimensões: 46cm x 49cm

Gramatura: 8g/m<sup>2</sup>

Validade 5 anos

Descartável e de uso único

### Apresentação

Embalagem principal: pacote plástico com 100 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 3200 unidades.

### Orientações de Uso

Para o uso do produto calçar de maneira que envolva todo o calçado, após executar o procedimento retirar e descartar em local apropriado.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”;

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Produto de utilização única;

Descartar imediatamente após utilização única;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre

#### Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil



circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

#### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

RDC Nº 185 de 22.10.2001

#### Códigos de Barra

EAN13

7898947170091

EAN14

17898947170098

#### Fabricado por:

Medix Brasil Indústria De Descartáveis Hospitalares Ltda – Eireli

CNPJ: 37.820.994/0001-00 - IE: 90854582-61

Rua Presidente Kennedy nº1169 – Centro | 85640-000 | Ampere – Pr

Resp. Téc.: Cinthia Kamei CRF-PR nº 19618

#### Distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

#### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 00 de 23/02/2023

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)    medixbrasil

