

LANCETA DESCARTÁVEL PARA LANCETADOR

Cadastro / Registro M.S.:

80495519025

Modelos

28G; 30G; 33G;

Indicação de uso

É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para doseamentos laboratoriais e aferição de glicemia.

A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo.

Especificação técnica

Fabricada em aço inoxidável, ABS e polietileno;

Ponta da Agulha lubrificada, tri facetada, lisa sem rebarbas, punção mais suave, menos dor;

Compatível com a maioria dos lancetadores do mercado.

Estéril, atóxico e apirogênico

Esterilizado por raio gama

Validade 5 anos após a data de esterilização.

Modelos:

Tamanho 28G – diâmetro da agulha 0.36mm - azul

Tamanho 30G – diâmetro da agulha 0.30mm - roxo

Tamanho 33G – diâmetro da agulha 0.20mm - verde

Apresentação

Embalagem primária: Caixa contendo 100 unidades;

Embalagem secundária: Caixa contendo 50 caixas com 100 unidades cada.

Orientações de Uso

1. Com cuidado, inserir a lanceta no lancetador e retirar a tampa protetora.

2. Siga as instruções de uso de acordo como seu lancetador.

3. Após o uso, descartar a lanceta em local adequado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ; PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO ESTÉRIL.”

Ler atentamente as Instruções de Uso:

Não utilizar se a embalagem estiver violada;

Não use se a tampa protetora tiver sido removida anteriormente da lanceta;

Não armazene a lanceta em dispositivos de punção. Por favor, mantenha o produto longe das crianças;

A lanceta é para uso descartável, não reutilize a lanceta;

Lancetas tornam-se maçantes e dolorosas quando reutilizadas;

Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio;

Use o produto com segurança para evitar ferir você ou outras pessoas;

Use o produto apenas dentro do prazo de validade;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou

outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652376979 – 28G

7898652376986 – 30G

7898652377112 – 33G

EAN14

17898652376976 – 28G

17898652376983 – 30G

17898652377119 – 33G

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 04/04/2023

Imagens meramente ilustrativas:

