



## FRASCO COLETOR SEM TAMPA

---

O Frasco Coletor com Tampa tem por finalidade armazenar/coletar secreções/fluidos de pacientes. Deve ser conectado à mangueira ligada ao aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e do outro lado à mangueira conectada ao paciente.

---

REF: 300.020

## DESCRIÇÃO

---

O Frasco Coletor com Tampa tem por finalidade armazenar/coletar secreções/fluidos de pacientes. Deve ser conectado à mangueira ligada ao aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e do outro lado à mangueira conectada ao paciente.

Código do Produto (SKU/REF): 300.020

Registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): 10349590097