

PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO  
 PREGÃO ELETRÔNICO 191/2023  
 PROCESSO Nº 7.930/2023  
 DATA DE ABERTURA: 21/11/2023 AS 10H00  
 UASG 985867

Empresa:	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - EPP		
Endereço:	Av. Nova Independência, 755 - LT6QD N - CEP 04570-001 – São Paulo / SP		
CNPJ:	05.416.754/0001-40	E-mail contato:	licitacao@makeline.com.br
Inscrição Estadual:	653.108.948.113		
Telefone:	11 5060-3032	Fax:	11 5060-3032
Banco:	Banco do Brasil	Ag nº 5853-X	C/c nº 1605-5
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA SRP</b>			
Nome:	Sara Gabriel Viana	Cargo:	Gerente Comercial
RG:	44.426.799-2	CPF:	357.426.978-13
E-mail	licitacao@makeline.com.br	Telefone:	11 5060-3032

**PROPOSTA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	<b>BOLSA PRESSURIZADORA</b> O Pressurizador de Bolsas de Infusão é constituído de um Manguito que envolve a Bolsa de Infusão, e quando inflado por um Insuflador Manual (Pera) exerce pressão sobre a Bolsa de Infusão. Consequentemente, o fluido presente no interior da bolsa passa a ser administrado intravenosamente com uma taxa de fluxo maior. Para controlar a pressão exercida sobre a Bolsa de Infusão, o dispositivo possui um indicador graduado com código de cores (manômetro até 300mmHg) e uma válvula de controle de entrada e saída do ar de dentro do Manguito.  <b>Material</b> * Manguito: PA/TPU * Manômetro: ABS * Torneira: PC e POM * Insuflador Manual: PVC * Tubo: PVC  <b>RMS: 10273820069 PROCEDENCIA: TAIWAN</b> <b>MARCA/FABRICANTE: FOREMOUNT</b> <b>REF. 21PI-500ML</b>	UN	150	R\$ 229,99	R\$ 34.498,50
31	<b>CPAP NEONATAL NEWMED</b> A modalidade CPAP em neonatos é realizada, geralmente, através de cânula nasal (prong) nasal siliconada macia, flexível e transparente, com duas aberturas laterais para colocação de traqueias. O dispositivo é conectado a um ventilador mecânico com a modalidade CPAP projetado para neonatos. A pressão positiva nas	UN	8	R\$ 70,93	R\$ 567,44

**MAKELINE COMERCIAL LTDA-EPP**

**CNPJ: 05.416.754/0001-40**

Av. Nova Independência, 755 - LT6QD N - CEP 04570-001 – São Paulo / SP – Fone/Fax: 5060-3032

E-mail: [licitacao@makeline.com.br](mailto:licitacao@makeline.com.br)

**PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 191/2023**  
**PROCESSO N° 7.930/2023**  
**DATA DE ABERTURA: 21/11/2023 AS 10H00**  
**UASG 985867**

	<p>vias áreas resulta em um aumento na capacidade residual funcional (FRC).</p> <p>O CPAP Neonatal Newmed é constituído por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Touca e fixador,</li> <li>* Bloco de espuma,</li> <li>* Prong (cânula),</li> <li>* Conector PT (Prong/Tubo),</li> <li>* Conector PT com saída para a linha de pressão,</li> <li>* Tubo da linha de pressão com conector Luer,</li> <li>* Tubos corrugados,</li> <li>* Adaptador de 22 mm e adaptadores de 15 mm.</li> </ul> <p>Possuem modelos que variam no tamanho de suas cânulas.</p> <p><b>RMS: 80171530006 PROCEDENCIA: NACIONAL</b>  <b>MARCA/FABRICANTE: MAKE LINE</b>  <b>REF. 52CPAPNEO-0</b></p>				
32	<p><b>CPAP NEONATAL NEWMED</b></p> <p>A modalidade CPAP em neonatos é realizada, geralmente, através de cânula nasal (prong) nasal siliconada macia, flexível e transparente, com duas aberturas laterais para colocação de traqueias.</p> <p>O dispositivo é conectado a um ventilador mecânico com a modalidade CPAP projetado para neonatos. A pressão positiva nas vias áreas resulta em um aumento na capacidade residual funcional (FRC).</p> <p>O CPAP Neonatal Newmed é constituído por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Touca e fixador,</li> <li>* Bloco de espuma,</li> <li>* Prong (cânula),</li> <li>* Conector PT (Prong/Tubo),</li> <li>* Conector PT com saída para a linha de pressão,</li> <li>* Tubo da linha de pressão com conector Luer,</li> <li>* Tubos corrugados,</li> <li>* Adaptador de 22 mm e adaptadores de 15 mm.</li> </ul> <p>Possuem modelos que variam no tamanho de suas cânulas.</p> <p><b>RMS: 80171530006 PROCEDENCIA: NACIONAL</b>  <b>MARCA/FABRICANTE: MAKE LINE</b>  <b>REF. 52CPAPNEO-1</b></p>	UN	129	R\$ 71,07	R\$ 9.168,03
33	<p><b>CPAP NEONATAL NEWMED</b></p> <p>A modalidade CPAP em neonatos é realizada, geralmente, através de cânula nasal (prong) nasal siliconada macia, flexível e transparente, com duas aberturas laterais para colocação de traqueias.</p> <p>O dispositivo é conectado a um ventilador mecânico com a modalidade CPAP projetado para neonatos. A pressão positiva nas</p>	UN	129	R\$ 71,09	R\$ 9.170,61

**PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 191/2023**  
**PROCESSO N° 7.930/2023**  
**DATA DE ABERTURA: 21/11/2023 AS 10H00**  
**UASG 985867**

	<p>vias áreas resulta em um aumento na capacidade residual funcional (FRC).</p> <p>O CPAP Neonatal Newmed é constituído por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Touca e fixador,</li> <li>* Bloco de espuma,</li> <li>* Prong (cânula),</li> <li>* Conector PT (Prong/Tubo),</li> <li>* Conector PT com saída para a linha de pressão,</li> <li>* Tubo da linha de pressão com conector Luer,</li> <li>* Tubos corrugados,</li> <li>* Adaptador de 22 mm e adaptadores de 15 mm.</li> </ul> <p>Possuem modelos que variam no tamanho de suas cânulas.</p> <p><b>RMS: 80171530006 PROCEDENCIA: NACIONAL</b>  <b>MARCA/FABRICANTE: MAKE LINE</b>  <b>REF. 52CPAPNEO-2</b></p>				
34	<p><b>CPAP NEONATAL NEWMED</b></p> <p>A modalidade CPAP em neonatos é realizada, geralmente, através de cânula nasal (prong) nasal siliconada macia, flexível e transparente, com duas aberturas laterais para colocação de traqueias.</p> <p>O dispositivo é conectado a um ventilador mecânico com a modalidade CPAP projetado para neonatos. A pressão positiva nas vias áreas resulta em um aumento na capacidade residual funcional (FRC).</p> <p>O CPAP Neonatal Newmed é constituído por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Touca e fixador,</li> <li>* Bloco de espuma,</li> <li>* Prong (cânula),</li> <li>* Conector PT (Prong/Tubo),</li> <li>* Conector PT com saída para a linha de pressão,</li> <li>* Tubo da linha de pressão com conector Luer,</li> <li>* Tubos corrugados,</li> <li>* Adaptador de 22 mm e adaptadores de 15 mm.</li> </ul> <p>Possuem modelos que variam no tamanho de suas cânulas.</p> <p><b>RMS: 80171530006 PROCEDENCIA: NACIONAL</b>  <b>MARCA/FABRICANTE: MAKE LINE</b>  <b>REF. 52CPAPNEO-3</b></p>	UN	129	R\$ 71,13	R\$ 9.175,77
35	<p><b>CPAP NEONATAL NEWMED</b></p> <p>A modalidade CPAP em neonatos é realizada, geralmente, através de cânula nasal (prong) nasal siliconada macia, flexível e transparente, com duas aberturas laterais para colocação de traqueias.</p> <p>O dispositivo é conectado a um ventilador mecânico com a modalidade CPAP projetado para neonatos. A pressão positiva nas</p>	UN	129	R\$ 71,84	R\$ 9.267,36

**PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 191/2023**  
**PROCESSO Nº 7.930/2023**  
**DATA DE ABERTURA: 21/11/2023 AS 10H00**  
**UASG 985867**

<p>vias áreas resulta em um aumento na capacidade residual funcional (FRC).</p> <p>O CPAP Neonatal Newmed é constituído por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Touca e fixador,</li><li>* Bloco de espuma,</li><li>* Prong (cânula),</li><li>* Conector PT (Prong/Tubo),</li><li>* Conector PT com saída para a linha de pressão,</li><li>* Tubo da linha de pressão com conector Luer,</li><li>* Tubos corrugados,</li><li>* Adaptador de 22 mm e adaptadores de 15 mm.</li></ul> <p>Possuem modelos que variam no tamanho de suas cânulas.</p> <p><b>RMS: 80171530006 PROCEDENCIA: NACIONAL</b> <b>MARCA/FABRICANTE: MAKE LINE</b> <b>REF. 52CPAPNEO-4</b></p>				
<p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 71.847,71</b> <b>(SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.)</b></p>				

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

**Vigência da ARP:** 12 (doze) meses;

**Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias;

**Pagamento:** até 30 (trinta) dias;

**Validade da proposta:** 90(noventa) dias;

São Paulo, 23 de novembro de 2023.

**MAKELINE COMERCIAL LTDA-EPP**

**CNPJ: 05.416.754/0001-40**

Av. Nova Independência, 755 - LT6QD N - CEP 04570-001 – São Paulo / SP – Fone/Fax: 5060-3032

E-mail: [licitacao@makeline.com.br](mailto:licitacao@makeline.com.br)

