

# CICLO GERM



COMBINAÇÃO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO DE ÚLTIMA GERAÇÃO E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5º GERAÇÃO COM EFICÁCIA COMPROVADA

CONTRA: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis*.

LIMPA E DESINFETA, O QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE BIOFILMES NAS SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS. CONFERE LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ESPOROS. COMPATIBILIDADE COM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS. NÃO CORROSIVO FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE. RECOMENDADO PARA ARTIGOS; INCUBADORAS, BOMBAS DE INFUSÃO, TRANSDUTORES, RESPIRADORES E OUTROS

## Ficha técnica

### INDICAÇÃO

COMBINAÇÃO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO DE ÚLTIMA GERAÇÃO E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5º GERAÇÃO COM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Mycobacterium smegmatis* e *Mycobacterium bovis*. LIMPA E DESINFETA, O QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE BIOFILMES NAS SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS. CONFERE LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ESPOROS. COMPATIBILIDADE COM TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS. NÃO CORROSIVO FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE. RECOMENDADO PARA ARTIGOS; INCUBADORAS, BOMBAS DE INFUSÃO, TRANSDUTORES, RESPIRADORES E OUTROS

### MODO DE USO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS: A ESPUMA DEVE SER APLICADA PURA DIRETAMENTE NO LOCAL COM AUXÍLIO DE PANO LIMPO, DEIXAR EM CONTATO POR 10 MINUTOS, RETIRE O EXCESSO DO PRODUTO COM PAPEL DESCATÁVEL. NÃO É NECESSÁRIO ENXAGUAR. DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: COLOCAR OS ARTIGOS IMERSOS NO PRODUTO PURO E DEIXAR EM CONTATO POR 10 MINUTOS. RETIRAR OS ARTIGOS, ENXAGUAR COM ÁGUA E SECAR. DESINFECÇÃO DE ARTIGOS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA: COLOCAR OS ARTIGOS IMERSOS NO PRODUTO PURO E DEIXAR EM CONTATO POR 30 MINUTOS. RETIRAR OS ARTIGOS, ENXAGUAR COM ÁGUA E SECAR.

VALIDADE: 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições de estocagem na embalagem original.

REGISTRO NA ANVISA/MS:

FRASCO 1 LITRO: N° 3.3252.0010.001-8

GALÃO 5 LITROS: N° 3.3252.0010.002-6

FRASCO 750 ML - ESPUMA/SPRAY - N° 3.3252.0010.001-8