



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E S A Ú D E



MEMORANDO	
Data:	17/12/2025
Memorando nº:	SES 002920/2025
De:	Direção Hospital Municipal Raul Sertã
Para:	GPCC - Gestão de Processos
Assunto:	Análise de amostras de pulseiras de classificação de risco

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste informar sobre as amostras de pulseiras de classificação de risco recebidas no Hospital Municipal Raul Sertã para avaliação, referente ao Pregão nº 90.141/2025.

Esclareço que as amostras de PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES E O ROLO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES BRANCA foram analisadas e aprovadas pela Unidade. Saliento que esse tipo de pulseira tem sido utilizada e atendido de forma satisfatória.

Sem mais para o momento e permaneço à disposição para fornecer quaisquer esclarecimento adicional que possam ser necessários.

Atenciosamente,

Assinado por IDENILSON MOURA RODRIGUES 943.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
17/12/2025 12:22:58

Idenilson Moura Rodrigues
Diretor Geral - HMRS
MATRÍCULA 063.465



MAGIC GRÁFICA
Muito mais que Impressão

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES

Para que serve a pulseira de identificação do paciente?

A identificação dos pacientes é considerada um dos critérios para um cuidado seguro e consiste na utilização de pulseiras de identificação, que torna essencial à prevenção de erros ao longo do cuidado à saúde

Observações técnicas:

Tamanho aproximado: 25 mm x 27 mm (2,5 cm x 2,7 cm);

Personalização: aceita personalização de dados variáveis;


Cores: Branco, Azul, Vermelho, Verde, Laranja, Branco, Amarelo, Verde, Roxo, Lilás, Rosa, e demais cores necessárias;

Material: Tivek Sintético Resinado, fibras, PVC, sintético ou similar;

Características: Para uso hospitalar, com lacre de segurança com ponta adesiva (lacre rasga após aberto), alta durabilidade, flexível, resistente a rasgo e a tração inviolável, impermeável, resistente a água e umidade, produtos químicos e variações de temperatura, dobraduras e deterioramento, antialérgica, ajustável o tamanho, lacre em adesivo inviolável, resistente a água e limpeza, bordas e texturas macias que permitem a respiração da pele. Não rasga e nem desmancha.

** Quanto ao registro da Anvisa, este tem dispensa desta necessidade.*

Modelos:



(34) 3210-3636



grafica@magicprint.net.br



FICHA TÉCNICA

ROLO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES

Para que serve a pulseira de identificação do paciente?

A identificação dos pacientes é considerada um dos critérios para um cuidado seguro e consiste na utilização de pulseiras de identificação, que torna essencial à prevenção de erros ao longo do cuidado à saúde

Observações técnicas:

Tamanho aproximado: 29cm x 2.5cm - (25x29 mm);

Personalização: permite personalizar com logomarca e dados variáveis com nitidez e legibilidade.

Material: BOPP, vinil, PVC baixa concentração com sintético com Impressão térmica para uso hospitalar, com lacre de segurança inviolável, alta durabilidade, resistente inviolável, conforto e flexibilidade com movimentos, não reutilizável, resistente a materiais de limpeza e água, personalizada com campos de acordo com a necessidade;

Observações Gerais: Material antialérgico, Resistência a rasgos e rompimentos, bordas e texturas macias, antialérgicos;

Quantidades: Rolos com 200 unidades – Térmico Direto;

Várias cores disponíveis (Branco, azul, amarelo, laranja, rosa, verde entre outras);



Quanto ao registro da Anvisa, este tem dispensa desta necessidade.



(34) 3210-3636



grafica@magicprint.net.br

