

FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

TRAQUEOLOCK



Assegura o posicionamento da cânula de traqueostomia evitando decanulação acidental.

Indicado para pacientes com traqueostomia provisória ou definitiva.

Fixador ajustável com velcro em 100% poliamida e duas tiras em espuma DS28.

Material de uso único. Tamanho adulto e infantil.

Registro ANVISA: 81919410004

Entre em contato conosco:

 (27) 99722-6701

 comercial@magnafab.com.br

 <https://www.youtube.com/@MagnaFabrica>

www.magnafab.com.br

Magna indústria de materiais EIRELLI CNPJ:29.791.821/0001-75

	MAGNA INDÚSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	Emissão: Janeiro/ 2020
	FICHA TECNICA	

Identificação do produto e Apresentação:

Nome Técnico: FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL

Nome Comercial: TRAQUEOLOCK

Código do Fabricante:

Descrição	Código
TRAQUEOLOCK ADULTO	Ref. 01TA20
TRAQUEOLOCK INFANTIL	Ref. 02TI20

Nº Registro ANVISA:

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.



Foto:

Ref. 01TA20



Ref. 02TI20

Dimensões:

Descrição	Modelo	Dimensão
TRAQUEOLOCK	ADULTO	42 cm largura x 4,5 cm altura
TRAQUEOLOCK	INFANTIL	32 cm largura x 4,5 cm altura

Descrição e Indicação.

O fixador de Cânula de Traqueostomia Traqueolock composta por duas tiras de espuma DS28 x 5 mm acoplada à malha em tecido algodão e velcro em 100% poliamida nas extremidades para fixação. É produzido nos Tamanhos adulto e infantil.

A função do Traqueolock é fixar a cânula de Traqueostomia, reduzindo o número inadvertido de desconexões do circuito ventilador de traqueostomia.

O traqueolock é indicado para pacientes que fazem utilização de cânulas de traqueostomia. O uso do traqueolock Plus para fixação de cânulas traqueais é importante, pois fixa confortavelmente a cânula ao ósteo traqueal dificultando o desposicionamento da mesma.

Produto comercializado nos modelos Adulto e Infantil.

	MAGNA INDÚSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	Emissão: Janeiro/ 2020
---	-------------------------------------	---------------------------

Componentes/ Composição:

Fixador:

PET (poliéster)

PA (poliamida)

CO(Algodão)

Instrução de Uso.

Deve-se posicionar o fixador ao redor da nuca do paciente e encaixar as suas extremidades com velcro nas abas da cânula de traqueostomia, ajustando a tira. Caso haja a necessidade de retirar qualquer das partes de velcro para novo ajuste, deve-se fazê-lo sempre de dentro para fora da peça, a fim de evitar o esgarçamento do tecido.

Especificação Técnicas.

Fixador para Cânula de Traqueostomia Traqueolock é composto por duas tiras de espuma DS28 x 5 mm acoplada por malha em tecido de algodão e velcro em 100% poliamida (PA) nas extremidades para fixação.

Material livre de: BPA (Bistefenol,A), Ftalatos, Látex, Chumbo e PVC.

Cuidados:

- Artigo Médico Hospitalar - Descartar Após o Uso.
- Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário ou de acordo com a necessidade do paciente.
- Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente.
- Uso único. Não deve ser reutilizado;
- Verificar se o produto ficou bem fixado e confortável.
- O ajuste deve ser feito de modo a não causar lesões à pele.
- Proibido Reprocessar - Venda Restrita a Ordem Médica.

Informações Gerais:

Fabricante: Magna indústria de Materiais EIRELI

REG.MS/ ANVISA: 81919410004

Av. Nossa Senhora da Penha 1495, Vitória – Espírito Santo

Tel./ Fax: (27) 3376-3801

SAC: sac@magnafab.com.br

CNPJ: 29.791.821/0001-75

Responsável Técnico : David Frizzera Neto CRF-ES nº 2509

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	Magna indústria de Materiais Eireli	CNPJ	29.791.821/0001-75
----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------

DOU:	PORTAL	Dt.Publicação:	19/03/2020	Resolução:	NOTIFICA	Dt.Resolução:	19/03/2020
-------------	--------	-----------------------	------------	-------------------	----------	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ

AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO

NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

FABRICANTE

MODELO(s) DO PRODUTO

CLASSE

REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

Magna indústria de Materiais Eireli / 29.791.821/0001-75

8.19194-1

Fixador Para Canula

25351.176900/2020-20

TRAQUEOLOCK EX

FABRICANTE: Magna indústria de Materiais Eireli - BRASIL

01TA20

02TI20

03TJ20

04TE20

CLASSE : I

81919410004

80193 - MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0761719/20-4

Consultado em 25/03/2020 14:10:25 no endereço
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/expediente/0761719204/>

[Voltar](#)